

Esercitazione: mobilità in carrozzina elettronica

Nome dell'allievo

Fase 1 (luogo: aula didattica)

- Apprendere l'utilizzo delle funzioni base con il comando a joystick standard
 - accensione,
 - controllo direzioni di guida, cambio velocità
 - controllo luci e frecce, segnalatore acustico, attivazione menù funzioni secondarie.
- Apprendere la navigazione del menu delle funzioni secondarie
- Regolare il basculamento
- Tornare alla modalità guida
- Prova di guida con joystick standard:
- Andare in bagno fino a sotto il lavello, e ritornare al punto di partenza

Fase 2 (luogo: casa domotica)

- Accendere preventivamente il PC dello studio e collegare la chiavetta bluetooth.
- Tenere un sensore di comando a portata di mano (per successivo utilizzo delle funzioni del mouse)
- Regolare, con aiuto di un assistente, la posizione del joystick a mento e del controllo per comandi secondari
- Prova di guida con joystick a mento:
- Apprendere utilizzo funzioni base con comando a mento (accensione, controllo direzioni di guida, cambio velocità, attivazione menu funzioni secondarie)
- Portarsi nella zona studio, posizionarsi sotto la scrivania
- Prova funzione mouse con joystick a mento (o joystick standard se la difficoltà di utilizzo di quello a mento è eccessiva)
 - L'assistente collega il sensore esterno al display (serve per la funzione del click sinistro del mouse)
 - Attivare la funzione mouse e aprire il browser internet explorer (per il click utilizzare il sensore esterno)
 - Tornare alla modalità guida