



# AkvoBILITY

SEDIA da BAGNO



CE



denominazione produttore

**AKVOSEGO™**



**Manuale d'uso**

prodotto da:

**REH4MAT**  
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

distribuito in Italia da:

**Allm**o**bility**  
ABILITÀ & MOBILITÀ



**Il produttore REH4MAT si assume la responsabilità per il corretto utilizzo di questo articolo solo quando acquistato da un rivenditore autorizzato!**

**Non rivolgersi a canali differenti rispetto a quelli riconosciuti dal fabbricante per acquistare la sedia da bagno.**

**REH4MAT si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche tecniche, commerciali e nel contenuto di queste istruzioni.**



Il prodotto, contrassegnato con il simbolo CE, è un dispositivo medico di classe I, rispetta i requisiti del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 sui dispositivi medici.





REH4MAT ha introdotto il sistema di gestione della qualità ISO 13485 per quanto riguarda produzione, vendita e assistenza.

Il sistema è certificato da Det Norske.

**nome originale assegnato dal produttore REH4MAT**  
**"AKVOSEGO™"**

**nome commerciale attribuito in ITALIA dal distributore AllmoBILITY**  
**"sedia AkvoMOBILITY" o "sedia Akvo"**





## **INDICE MANUALE di ISTRUZIONI SEDIA da BAGNO Akvo**

1. Obiettivi del manuale di istruzioni.....	5
2. Indicazioni d'uso.....	5
3. Caratteristiche generali della sedia da bagno.....	6
3.1. Componenti di serie.....	6
3.2. Componenti aggiuntivi - accessori.....	6
4. Tabella delle misure - Dati tecnici.....	7
5. Montaggio del rivestimento imbottito - descrizione.....	8
6. Regolazioni della sedia da bagno.....	11
7. Accessori e componenti aggiuntivi .....	14
8. Come fissare un cuscino BODYMAP sulla sedia.....	16
9. Utilizzo della sedia.....	18
10. Indicazioni di sicurezza.....	19
11. Manutenzione e pulizia.....	21
12. Etichette.....	23



## **INTRODUZIONE**

La **sedia da bagno AkvoMOBILITY**, o semplicemente **sedia Akvo**, è una soluzione semplice e innovativa, molto utile per la cura ed il lavaggio di bambini e persone disabili. L'ausilio è costituito da una solida struttura in alluminio: consente al care-giver un controllo ed un contatto migliore con il bimbo, proteggendolo dagli effetti negativi dell'acqua.

Il telaio è rivestito in schiuma che tutela gli eventuali contatti dell'utente ed esclude graffi o segni sulla vasca da bagno. La struttura unica del telaio consente di regolare facilmente l'angolo di inclinazione del poggiapiedi e dello schienale. Inoltre, è possibile modificare la distanza e l'angolo di inclinazione del sedile per consentire di individuare la posizione migliore per il bimbo. AkvoMOBILITY si adatta perfettamente alle esigenze dell'utente grazie all'elevato numero di regolazioni; è un ausilio estremamente utile per effettuare la doccia, il bagno, lavare i capelli, asciugarsi.

Il rivestimento, è realizzato in materiale confortevole, si tratta infatti di una imbottitura in rete permeabile.

La sedia da bagno Akvo può essere utilizzata insieme al cuscino BodyMap® perché i BodyMap sono totalmente impermeabili! L'uso del BodyMap rende più efficiente la stabilizzazione del paziente durante il bagno.

Il rivestimento e la struttura sono disponibili in diversi colori [*verde, arancio e blu*], a seconda delle dimensioni della sedia.



### **ATTENZIONE!**

**Prima di utilizzare la sedia da bagno AkvoBILITY è necessario prendere confidenza con l'ausilio. E' inoltre essenziale aver compreso bene le indicazioni ed i consigli dell'intero manuale.**

Rispettare le linee guida del manuale consente al dispositivo di essere utilizzato in sicurezza, questo permette al prodotto di essere più durevole e conservarsi meglio nel tempo.



## 1 **OBIETTIVI del MANUALE di ISTRUZIONI**

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per l'uso corretto della sedia da bagno per bambini AkvoBILITY, la preparazione del dispositivo prima dell'uso, la manutenzione e la pulizia, nonché le condizioni di garanzia. Questo manuale deve essere conservato in un luogo facilmente accessibile. Il manuale è rivolto a genitori, medici e fisioterapisti che si occupano direttamente di bambini portatori di handicap o con limitazioni motorie.



**Prima di utilizzare la sedia l'utente è tenuto a familiarizzare con il prodotto. L'approccio e l'avvicinamento all'uso deve essere favorito dai familiari e/o dagli assistenti. Quest'ultimi devono leggere con attenzione le istruzioni contenute nel manuale (per la loro sicurezza e quella dell'utilizzatore).**

*Il rispetto delle linee guida del manuale garantisce la sicurezza, estende la durabilità (vita utile) dell'ausilio tutelando così l'estetica.*

## 2 **INDICAZIONI e CONTROINDICAZIONI d'USO**

Questo dispositivo è stato ideato per persone disabili: bambini/adolescenti con paralisi cerebrale, distrofia muscolare, spina bifida, lesioni del midollo spinale e deficit neurologici, con limitazioni fisiche e motorie, scarso controllo del tronco e degli arti.

### **indicazioni d'uso:**

- **Paralisi Cerebrale (PCI)**
- **Distrofia muscolare**
- **Spina bifida**
- **altre situazioni connesse con debolezza e/o paralisi dei muscoli, disturbi muscolo/scheletrici che comportano scarsa coordinazione e controllo degli arti superiori e/o inferiori**

### **controindicazioni d'uso**

- Il posizionamento errato della persona su questa seduta per il bagno può portare a deformazioni delle articolazioni, il mantenimento a lungo termine della persona in una posizione non corretta aumenta significativamente il rischio di ulcere da pressione.

- **PESO MASSIMO CONSENTITO per le 4 misure disponibili**  
**misura 0** 25 kg   **misura 1** 30 kg   **misura 2** 50 kg   **misura 3** 75 kg



### 3 CARATTERISTICHE GENERALI della SEDIA

#### 3.1 Componenti di serie

1. Telaio
2. Poggiatesta
3. Supporto/cinghia per il tronco
4. Rivestimento permeabile
5. Supporti/cinturini per le gambe



#### 3.2. Componenti aggiuntivi - accessori





## 4 TABELLA delle MISURE - DATI TECNICI



Simbolo	Misura	Unità di misura	taglia 0	taglia 1	taglia 2	taglia 3
A	Larghezza seduta	[cm]	37	42	45	50
B	Profondità seduta	[cm]	23-28	28-33	32-40	37-50
C	Altezza poggiatesta	[cm]	16	16	19	23
C1	Altezza schienale	[cm]	31	40	44	50
C2	Lunghezza poggiapiedi	[cm]	26	31	36	41
C3	Altezza della seduta da terra	[cm]	11-44	11-44	13-49	15-54
	Peso massimo dell'utente	[kg]	25	30	50	75

Dimensioni complessive e peso sedia da bagno		Size 0	Size 1	Size 2	Size 3
Larghezza	[cm]	42	42	45	50
Larghezza richiuso	[cm]	42	42	45	50
Profondità	[cm]	70	75	91	97
Profondità richiuso	[cm]	64	67	76	88
Altezza	[cm]	80	85	96	113
Altezza richiuso	[cm]	28	28	29	31
Peso complessivo	[kg]	4	4	4,5	8

Nota:  
tolleranza delle dimensioni in tabella +/- 1 cm.



## 5 MONTAGGIO del RIVESTIMENTO IMBOTTITO - descrizione

### 5.1. Dettaglio componenti:



**1** **Struttura della sedia** (*vista laterale*)

**2** **Telaio poggiapiedi**

**3** **Telaio schienale**

**4** **Raccordi regolabili**

**5** **Supporto poggiatesta** x 1

**6** **Imbottitura** x 1






DYF`Udd`JWJFY`J`fj`Ygh`a`Ybrc`i`ja`Vch`hrc`U`h`h`Ujc`  
XY`U`gYX]U`Akvo`seguire`queste`operazioni.`

- DfYa`YFY`V`b`h`Ya`dcf`Ub`Y`Ua`Yb`h`Y`J`Xi`Y`di`g`ub`h`  
XY]`f`U`W`f`X]`fj`Y`Y`E`dfY`g`y`b`h`g`i`Y`b`f`Ua`V]`J`U`h`  
dYf`fY`c`U`FY`f`b`W`b`U`h`c`b`Y`XY`c`g`W`J`Y`b`U`Y`Y`XY`  
dc`[`[`J`Ud`]YX]`f`W`a`Y`b`Z]`"%"`z`


- posizionare la parte superiore del rivestimento  
sul telaio dello schienale ed ancorare l'imbottitura  
tramite l'asola sul lato basso (fig. 2 e 3),



!`dc`g`n]`c`b`U`FY`U`d`U`F`h`Y`]`b`Z`Y`f`c`f`Y`XY`f`j`Y`g`h`a`Y`b`rc`i`g`i`h`h`U`j`c`dc`[`[`J`Ud`]YX]`XY`U`g`Y`X]U`  
YX`U`b`V`f`U`FY`f`ja`V`ch`h`i`f`U`h`Ua`]`h`Y`f`U`g`c`U`d`f`Y`g`y`b`h`b`Y`U`h`c`V`U`g`g`c`f`Z]`"%"`z`



DYF`Z`g`g`U`FY`g`U`X`Ua`Y`b`h`Y`J`f`j`Y`g`h`a`Y`b`rc`i`U`h`h`U`j`c`z`U`ei`Y`g`rc`di`b`h`c`U`U`W`J`U`FY`h`h`h`Y`  
Y`V`b`[`Y]`V`b`W`i`g`i`f`Y`]`b`j`Y`V`rc`X`U`U`d`U`F`h`Y`]`b`Z`Y`f`c`f`Y`XY`U`g`Y`X]U`f`Z]`"%"`Y`\*`E`  
L`Y`V`b`[`Y]`XY`j`c`b`c`V`d`f`f`Y`U`g`f`i`h`i`f`U`]`U`i`a`]`b`c`"





Per montare il supporto poggiatesta:

- scegliere l'altezza idonea, in base alle caratteristiche dell'utente, per posizionare questo contenimento per il capo rispetto allo schienale;
- utilizzare la chiusura in velcro per fissare saldamente il poggiatesta allo schienale della sedia da bagno (fig. 7 e 8).



fig. 7




fig. 8

-la sedia da bagno Akvo è finalmente utilizzabile (fig. 9).



fig. 9



## 6 Le REGOLAZIONI della SEDIA da BAGNO

Per effettuare queste regolazioni sulla sedia da bagno **AkvoMOBILITY** utilizzare i raccordi esistenti tra lo schienale, la seduta ed il poggiatesta. E' possibile adeguare alle esigenze dell'utente, del care-giver o a seconda della necessità di utilizzo, le seguenti sezioni della sedia:

### SCHIENALE



### POGGIAPIEDI





## ANGOLO di INCLINAZIONE della SEDUTA




Ogni sedia da bagno Akvo è dotata del supporto per la testa, cintura stabilizzatrice del tronco e cinghie stabilizzatrici dei piedi. Tutti questi componenti proteggono il paziente durante l'utilizzo del prodotto e ne aumentano la sicurezza.

Si prega di seguire questi passaggi, indicati di seguito, per utilizzare l'ausilio:

**FASE 1** Fissare la cintura per il capo con le pelotte stabilizzatrici della testa all'altezza prescelta. Il poggiatesta deve essere fissato sul retro del sedile tramite la regolazione in velcro.

La distanza delle pelotte può essere modificata a seconda del diametro del capo.






**FASE 2** Fissare la cinghia stabilizzante del tronco. La cintura si allaccia tramite la fascia in velcro e può essere fissata all'altezza preferita dall'utente o spostata successivamente. Per applicarla all'ausilio è necessario infilare la cintura attraverso i passa-cinghie verticali che si trovano lungo lo schienale. E' possibile utilizzare la cintura anche montando la stessa all'altezza del sedile.

### ATTENZIONE!

La cintura non deve stringere eccessivamente il torace o il bacino dell'utente.



**FASE 3** Fissare le cinghie stabilizzatrici dei piedi. Le cinture si allacciano tramite le fasce in velcro e possono essere fissate all'altezza preferita dall'utente o spostate successivamente. Per applicarle all'ausilio è necessario infilare le cinture attraverso i passa-cinghie verticali che si trovano lungo il poggiapiedi.

### ATTENZIONE!

Le cinture non devono stringere eccessivamente le gambe dell'utente.





## 6.2. Regolazione profondità della seduta

Per poter regolare la profondità della seduta della sedia da bagno Akvo è necessario premere contemporaneamente i pulsanti presenti su entrambi i lati del telaio.

A questo punto far scorrere lentamente i due tubi di supporto spingendo la seduta verso l'interno o l'esterno a seconda della necessità di ridurre o aumentare la profondità della stessa e finché non risulta bloccata in sicurezza tramite i fori sul telaio.



**ATTENZIONE! NON EFFETTUARE** questa OPERAZIONE con l'UTENTE SEDUTO!

## 6.3 Rivestimento

La tensione del rivestimento può essere facilmente regolata tramite le cinghie con velcro presenti nella parte inferiore della sedia.

## 7 ACCESSORI

La cintura pelvica e per le cosce (nella foto in basso a sinistra) garantisce un maggiore livello di stabilità e sicurezza durante la seduta.

Per agganciare la cintura nella parte inferiore, la cinghia regolabile con fibbie e due ganci di chiusura deve essere posizionata alle spalle del sedile e poi allacciata (come nella figura in basso a destra).



Cinghia con fibbie e ganci di chiusura




Per fissare la cintura sullo schienale montare le asole sul telaio e tramite le fibbie con due passanti regolare le cinghie.

L'accessorio, correttamente montato è mostrato nella figura F.



Cinghie regolabili con fibbie



Nell'ordine  
fig. C fig D  
fig. F



fig. F





## 8 COME FISSARE il BODYMAP alla SEDIA

Tutti i cuscini BodyMap® sono impermeabili, si consiglia di usarli insieme alla sedia AKVO per migliorare e rendere più confortevole e sicuro il posizionamento sull'ausilio; il cuscino protegge ulteriormente il paziente durante lo svolgimento della doccia, del bagno o la pulizia dell'utente.


Si prega di seguire i passaggi indicati di seguito per riparare il cuscino BodyMap®:

**FASE 1** Smontare dalla sedia il supporto per la testa, la cintura stabilizzatrice del tronco e le cinture stabilizzatrici dei piedi.

**FASE 2** Fissare i cuscini BodyMap con l'ausilio del set di fissaggio incluso nell'attrezzatura opzionale per la sedia da bagno Akvo.

Ogni set è composto da:


- cintura pelvica e per le cosce
- due cinture larghe per tronco e gambe per stabilizzare il paziente
- tre nastri in velcro utilizzati per posizionare il cuscino BodyMap® sul sedile.







Prima di fissare il cuscino BodyMap®, è necessario montare le fasce in velcro nella parte inferiore, media e superiore della seduta (schienale e sedile). La superficie autoadesiva del BodyMap consente di fissarlo rapidamente alla sedia.



**FASE 3** Fissare le cinture stabilizzando il paziente. Le cinture sono allacciate da nastri in velcro e fibbia. Di seguito puoi vedere il processo di assemblaggio:



**FASE 4** Per fissare il cuscino BodyMap®, è necessario slacciare le cinture stabilizzatrici. Posizionare il cuscino sulla sedia da bagno Akvo in modo che la sua superficie autoadesiva tocchi il rivestimento della sedia. Collocare il paziente sul cuscino e allacciare le cinture stabilizzatrici. Il cuscino BodyMap® deve essere modellato in base al corpo del paziente perché solo in questo modo stabilizza correttamente il paziente seduto. Si prega di familiarizzare con le linee guida per la modellatura del BodyMap incluse nel manuale dell'utente del cuscino posturale e preventivo.





## 9 UTILIZZO della SEDIA



### ATTENZIONE!

**La sedia Akvo deve essere utilizzata in conformità con le linee guida di questo manuale e da personale preparato: familiari o assistenti devono conoscere le caratteristiche del prodotto ed i rischi nell'utilizzo.**

**Prima di ogni utilizzo, è obbligatorio preparare il dispositivo e l'utente all'uso, quest'ultimo deve familiarizzare con la sedia accettandone l'utilizzo.**

Si prega di seguire attentamente questi passaggi prima dell'uso:

- aprire il dispositivo,
- posizionare la sedia su una superficie piana, senza pendenze,
- assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente e stabili,
- regolare il sedile, lo schienale ed il poggiatesta in base alle misure del paziente,
- slacciare la cintura stabilizzatrice del tronco e le cinture stabilizzatrici dei piedi,
- collocare il paziente sulla seduta e tramite le cinture di serie posizionarlo in sicurezza sulla stessa.

Se il prodotto viene utilizzato insieme al cuscino BodyMap; fissare quest'ultimo sulla sedia da bagno con il set di montaggio e poi modellare il BodyMap in base al corpo del paziente tramite la caratteristica di questo cuscino (sottovuoto).

**La sedia da bagno funziona correttamente solo se regolata in base all'altezza ed al peso del paziente. Ricordati di prendere in considerazione tutte queste misure durante l'acquisto.**

**NON USARE mai AKVO quando il carico massimo del dispositivo è inferiore al peso dell'utente.**

**La corretta regolazione della sedia da bagno è estremamente importante perché rende l'ausilio sicuro e confortevole.**

**È assolutamente vietato costringere il bambino a mantenere una posizione specifica perché si sentirà a disagio e questo potrebbe portare ad assumere una postura sbagliata causando danni permanenti.**



**Prima di ogni utilizzo assicurarsi che tutte le cinture della sedia siano correttamente fissate ed allacciate, inoltre verificare che il rivestimento sia montato correttamente. Questi controlli sono importanti per la sicurezza dell'utente e dell'assistente.**

## 10 INDICAZIONI di SICUREZZA



**ATTENZIONE!** La sedia **AKVO** deve essere sempre utilizzata nel rispetto ed in conformità alle linee guida ed alle istruzioni contenute in questo manuale. La tutela e la sicurezza dell'utente, dei familiari e dell'assistente dipendono dall'osservazione delle indicazioni del produttore presenti in questo opuscolo.

È estremamente importante consultare un medico o un fisioterapista per prendere la giusta decisione sull'adozione della scelta della sedia AKVO e della misura. È essenziale familiarizzare con le linee guida descritte nel manuale di istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

Prima di utilizzare il prodotto, è fondamentale assicurarsi che:

1. non vi siano danni o guasti diversi che possano mettere in pericolo la vita del paziente.
2. tutte le parti funzionino correttamente e siano montate correttamente e che non ci siano crepe e deformità,
3. assicurarsi che tutte le viti, i dadi e le altre parti filettate, incollate e cucite siano ben serrate;
4. verificare il corretto funzionamento delle fibbie;
5. utilizzare sempre le cinture stabilizzatrici fornite di serie: la chiusura in velcro di queste cinture deve sovrapporsi per un minimo di 8 cm per garantire il contenimento ed il supporto ottimale;
6. adeguare il prodotto alle misure e alle esigenze del paziente;
7. posizionare il paziente con l'ausilio del poggiatesta, della cintura stabilizzatrice del tronco e di quelle per le gambe. Questi componenti sono fondamentali perchè proteggono il paziente dalla caduta dal dispositivo.
8. È vietato utilizzare la sedia da bagno per scopi diversi da quelli previsti. È vietato utilizzare la sedia da bagno se è distrutta o manca una parte. È vietato lasciare il paziente incustodito ed utilizzare il prodotto senza personale addestrato o personale medico.
9. È necessario piegare e fissare il prodotto durante il trasporto per evitare possibili danni. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un trasporto non idoneo.

**ATTENZIONE!** Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni all'utente e/o all'assistente derivanti dal mancato rispetto delle indicazioni qui riportate.



10. È vietato posizionare e utilizzare il prodotto vicino al fuoco, fonti di calore, fiamme o ad alte temperature. La sedia Akvo non può essere riposta e utilizzata in ambienti con elevata umidità.

11. Prima di utilizzare la sedia rimuovere tutto il confezionamento in carta e plastica. La confezione non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali.



**Una regolazione errata del prodotto o di alcuni componenti come le cinture può portare a effetti collaterali come ad esempio svenimento, deformità del corpo, sovraccarico articolare, ecc.. in caso di sintomi di cui sopra, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, togliere l'utente dal prodotto e stenderlo su un lettino o un fasciatoio. Se i sintomi indesiderati persistono, contattare immediatamente un medico. Se i sintomi sono scomparsi, informare il medico curante di questo fatto per prendere una decisione sull'ulteriore processo di riabilitazione.**

**È assolutamente vietato utilizzare la sedia quando si è in auto, autobus o treno. Questo articolo può essere utilizzato solo in ambito interno.**

**Il prodotto contiene piccole parti che i bambini possono ingerire.  
NON LASCIARE MAI il BIMBO da solo con la SEDIA.**

**Non utilizzare il prodotto quando presenta segni di danneggiamento, lacerazione o di usura. Solo un prodotto integro in ogni componente, raccordo, sezione garantisce il corretto e sicuro funzionamento.**

**Se il prodotto è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e contattare il produttore.**

**In nessun caso una persona non qualificata deve riparare o alterare il prodotto e la sua costruzione! La salute e la sicurezza dell'utente dipendono da questo e ciò comporterà la perdita della garanzia.**

**Il peso dell'utente non deve essere maggiore del peso massimo descritto tra i dati tecnici dove troverete informazioni al riguardo problema.**

**Gli incidenti gravi che coinvolgono questo dispositivo devono essere segnalati sia dal produttore che all'autorità competente nel vostro paese.**



## 11 MANUTENZIONE e PULIZIA

La sedia da bagno Akvo deve essere mantenuta pulita e utilizzata in conformità con le raccomandazioni del produttore. Il dispositivo va conservato in un ambiente pulito, asciutto e ventilato. La manutenzione e la pulizia devono essere eseguite almeno una volta al mese. La pulizia e la manutenzione regolari della sedia da bagno sono indispensabili per mantenerne la corretta funzionalità oltre che la sicurezza. È altamente consigliabile ricordare una corretta manutenzione al fine di prolungare l'estetica del prodotto. Per fare ciò, è essenziale attenersi a queste linee guida:

- E' possibile smontare il rivestimento e lavarlo in lavatrice, in tal caso la temperatura massima è di 60 gradi;
- È vietato pulire le imbottiture con solventi e prodotti chimici aggressivi;
- In caso di disinfezione della tappezzeria, utilizzare prodotti ad essa destinati;
- Evitare il contatto con il cloro;
- Non stirare;
- Asciugare lontano da fonti di calore.



### ATTENZIONE!

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'uso di un agente di pulizia errato, aggressivo che abbia determinato problemi alla sedia da bagno tali da renderla inutilizzabile o parzialmente impiegabile.

### ATTENZIONE!

Il fabbricante si assume la responsabilità per problematiche, difetti o danni occulti che sono comparsi durante l'uso soltanto quando tutte le linee guida contenute in questo manuale vengono rispettate. Non applicare modifiche non autorizzate sulla sedia. E' vietato effettuare riparazioni con componenti non originali o con strumentazioni "fai da te" pena la perdita di garanzia.

### ATTENZIONE!

In caso di danni, è necessario contattare il rivenditore autorizzato oppure il distributore in Italia.





## ISPEZIONE TECNICA









Le ispezioni tecniche dovrebbero essere eseguite regolarmente. Prima della manutenzione, il prodotto deve essere accuratamente pulito per rivelare eventuale danni nascosti.

Frequenza	Cosa controllare?	Cosa fare?	Osservazioni
<b>PRIMA DI OGNI UTILIZZO</b>	<i>Condizioni generali del prodotto.</i>	<p><b>Controllare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• su tutto l'ausilio la presenza di eventuali danni visibili, crepe o difetti meccanici,</li> <li>• che tutti i bulloni, viti, manopole, dadi e altri elementi della costruzione siano serrati.</li> </ul>	<p><b>In caso di danni o difetti, interrompere l'uso del prodotto e contattare il rivenditore/ Fornitore/Distributore o il Produttore.</b></p>
	<i>Fissaggio di elementi costitutivi.</i>	<p><b>Controllare tutti i meccanismi del prodotto e le parti mobili. Controllare in particolare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se gli elementi di fissaggio dell'utilizzatore sono montati correttamente e se funzionano bene (se applicabile),</li> <li>• se tutte le parti in movimento sono complete, funzionano correttamente, non si incepano</li> <li>• se funzionano correttamente i meccanismi di regolazione dei seguenti elementi (se previsti): poggiatesta, schienale, sedile, blocco abduzione, braccioli, poggiapiedi.</li> </ul>	<p><b>In caso di danni o difetti, interrompere l'uso del prodotto e contattare il proprio rivenditore/ fornitore/distributore o il produttore.</b></p>
<b>UNA VOLTA A SETTIMANA</b>	<i>Rivestimento.</i>	<p><b>Controllare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di danni, strappi, graffi, cuciture allentate o fori sugli elementi del rivestimento,</li> <li>• se le cinghie stabilizzatrici, i giubbotti o le cinture di sicurezza non sono sfilacciate o attorcigliate e se le fibbie funzionano correttamente,</li> <li>• se le cinghie stabilizzatrici per tronco e gambe oppure le cinture di sicurezza funzionano correttamente e non si slacciano sotto pressione o tirate.</li> </ul>	<p><b>In caso di danni o difetti, interrompere l'uso del prodotto e contattare il proprio rivenditore/ fornitore/distributore o il produttore.</b></p>
	<i>Pulizia del prodotto</i>	<p>Se la struttura e il rivestimento si sporcano (polvere, fangoso, ecc.) durante l'uso quotidiano, pulirli con un panno umido senza detersivi aggressivi. Rimuovere lo sporco (es. capelli, residui di cibo, ecc.) dalle parti mobili del prodotto.</p>	<p><b>Il prodotto va pulito quando necessario, ma almeno una volta alla settimana. Non utilizzare detersivi a base di cloro o alcool denaturato. Prima di utilizzare il prodotto, verificare che il rivestimento sia asciutto.</b></p>

Frequenza	Cosa controllare?	Cosa fare?	Osservazioni
<b>UNA VOLTA AL MESE</b>	Raccordi della struttura del prodotto (ad esempio saldatura, filettatura, brasatura)	<b>Controllare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>la condizione del telaio del prodotto nei punti di unione (saldature, filettature, saldatura).</li> </ul>	<b>In caso di danni o difetti, interrompere l'uso del prodotto e contattare il proprio rivenditore/fornitore/distributore o il produttore.</b>
<b>OGNI 6 MESI</b>	Componenti rimovibili della struttura	<b>Controllare:</b> verificare con attenzione che tutti gli elementi rimovibili della sedia non sono stati danneggiati. Mantenerli puliti utilizzando un detergente adeguato.	<b>In caso di danni o difetti, interrompere l'uso del prodotto e contattare il proprio rivenditore/fornitore/distributore o il produttore.</b>
	Etichette sul prodotto	<b>Controllare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>se la marcatura, il seriale e le etichette sono leggibili.</li> </ul>	<b>In caso di danni o difetti, interrompere l'uso del prodotto e contattare il proprio rivenditore/fornitore/distributore o il produttore.</b>

l'elenco completo dei ricambi è disponibile per la visualizzazione o il download dal sito [www.reh4mat.com](http://www.reh4mat.com) dopo aver selezionato il prodotto.

## 12 ETICHETTE

	Il prodotto rispetta i requisiti essenziali per la certificazione CE		Proteggere dai raggi solari
	Codice del produttore		Conservare in luogo fresco
	Numero di serie		Conservare in luogo non umido
	Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso		Asciugare in verticale
	Attenzione!		Non usare cloro
	Fabbricante		Non stirare
	Data di fabbricazione		Non usare l'asciugatrice
	Il prodotto non contiene lattice		Non usare candeggina!
	conservare in luogo asciutto		fragile-maneggiare con cura!
	Dispositivo Medico		prodotto ideato per uso interno
<b>nome originale AKVOSEGO™</b>		<b>nome commerciale ITALIA sedia AkvoMOBILITY o sedia Akvo</b>	



**PRODUTTORE di AUSILI ORTOPEDICI-DISPOSITIVI MEDICI**



36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47, POLAND

stabilimento di prodotti ortopedici:  
ul.Truskawkowa 17, Widna Góra, Jarosław, POLAND  
tel. 16 621 42 20, 16 621 41 35 fax 16 621 41 13  
www.reh4mat.com | www.ortezy.pl  
e-mail: biuro@reh4mat.com

distribuito in ITALIA da:



**ABILITÀ & MOBILITÀ**

**AllmoBILITY trading srl**

Via G. Balla, 4  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
tel 0522-941078 fax 0522-946625  
mail info@allmobility.it  
www.allmobility.it

**rilasciato il:** 13.04.2015

**ultimo aggiornamento:** 24.05.2021



*REH4MAT si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, estetiche e del contenuto di queste istruzioni senza preavviso.*

*AllmoBILITY si riserva il diritto di apportare variazioni alle condizioni commerciali di questo prodotto.*