

Seating

Standing


Sleeping

Therapy



## Instruction for use part 2 of 2

**BG** Инструкция за употреба, част 2 от 2 – **DE** Gebrauchsanweisung Teil 2 von 2  
– **DK** Brugsanvisning del 2 af 2 – **EE** Kasutusjuhendi 2. osa – **ES** Instrucciones de uso parte 2 de 2  
– **FR** Mode d'emploi partie 2 sur 2 – **GR** Οδηγίες χρήσης μέρος 2 από 2 – **HU** Használati útmutató 2/2. rész – **IT** Istruzioni per l'uso, parte 2 di 2 – **NL** Gebruiksaanwijzing deel 2 van 2 – **PL** Instrukcja użytkowania, cz. 2 z 2 – **PT** Instruções de utilização parte 2 de 2 – **SE** Bruksanvisning del 2 av 2 – **SK** Návod na použitie, časť 2 z 2



MUS01-F-06  
MUS01-F-08  
MUS01-F-US-08

09/2023. V 014



**EN** Read part 1 and part 2 before use – **BG** Преди употреба прочетете част 1 и част 2  
– **DE** Bitte lesen Sie Teil 1 und 2 vor dem Gebrauch – **DK** Læs del 1 og del 2 før brug  
– **EE** Enne toote kasutamist lugege läbi 1. ja 2. osa – **ES** Lea las secciones 1 y 2 antes de usar el producto – **FR** Lire les parties 1 et 2 avant toute utilisation – **GR** Διαβάστε το μέρος 1 και το μέρος 2 πριν από τη χρήση – **HU** Használat előtt olvassa el az 1. és 2. részt – **IT** Prima dell'uso leggere parte 1 e la parte 2 – **NL** Lees voor gebruik deel 1 en 2 – **PL** Przed użyciem produktu należy przeczytać części 1 i 2 instrukcji – **PT** Leia a parte 1 e 2 antes de utilizar – **SE** Läs del 1 och del 2 före användning – **SK** Pred použitím si prečítajte časť 1 a časť 2





EN Carers and home users  
BG Полагачи грижи  
лица и домашни  
потребители  
DE Pflegepersonal und  
häusliche Pflege  
DK Omsorgspersoner og  
hjemmebrugere  
EE Hooldajad ja  
kodukasutajad  
ES Proveedores de  
cuidados y usuarios  
FR Aidants et utilisateurs à  
domicile  
GR Φροντιστές και οικιακοί  
χρήστες  
HU Gondozók és otthoni  
felhasználók  
IT Assistenti e utenti  
domestici  
NL Zorgverleners en  
thuisgebruikers  
PL Opiekunowie i  
użytkownicy domowi  
PT Auxiliares e utilizadores  
domésticos  
SE Vårdare och brukare i  
hemmet  
SK Opatrovatelia a domáci  
používatelia



EN Re-issue and stores  
BG Повторно пускане  
на пазара и  
магазини  
DE Wiedereinsatz und  
Händler  
DK Istandsæt udstyr og  
butikker  
EE Taasväljastamine  
ja poed  
ES Reemisión de  
productos y tiendas  
FR Rééditions et  
magasins  
GR Εκ νέου χορήγηση  
και καταστήματα  
HU Újraforgalmazás és  
boltok  
IT Riassegnazione e  
rivenditori  
NL Gebruikt en nieuw  
PL Punkty wydawania  
i sklepy  
PT Reedição e lojas  
SE Aterutfärdande och  
butiker  
SK Opätovné vydanie a  
obchody










EN Professional and  
technical users  
BG Професионалисти и  
технически запознати  
потребители  
DE Professionelle und  
technische Anwender  
DK Professionelle og  
tekniske brugere  
EE Kutselised kasutajad ja  
tehnikud  
ES Usuarios profesionales  
y técnicos  
FR Utilisateurs  
professionnels et  
techniques  
GR Επαγγελματικοί και  
τεχνικοί χρήστες  
HU Szakmai és műszaki  
felhasználók  
IT Utenti professionali e  
tecnici  
NL Professionele en  
technische gebruikers  
PL Użytkownicy  
profesjonalni i  
techniczni  
PT Utilizadores  
profissionais e técnicos  
SE Professionella och  
tekniska brukare  
SK Odborní a technickí  
používatelia

---

**Product Labels - Етикети на продукти - Produktaufkleber - Produktmærkater - Toote märgised - Etiquetas de productos - Étiquettes du produit - Ετικέτες προϊόντων - Termék címke - Etichette del prodotto - Productetiketten - Etykiety na produkcie - Etiquetas do produto - Produktetiketter - Štítky výrobku**

EN Each Jenx product has a number of pictorial safety labels attached, please refer to the explanations (following pages).  
BG Към всеки продукт на Jenx са прикрепени няколко графични етикета за безопасност, моля, вижте поясненията по-долу.  
DE Auf allen Produkten von Jenx befinden sich eine Reihe von Sicherheitsaufklebern mit Symbolen, die im Folgenden erläutert werden.  
DK Hvert Jenx-produkt er forsynet med en række grafiske sikkerhedsmærkater. Se forklaringerne nedenfor.  
EE Igale Jenxi tootele on kinnitatud mitu ohutusalast piltmärgist, mille tähendused on selgitatud allpool.  
ES Cada producto Jenx tiene un número de etiquetas de seguridad pictóricas adjuntas; consulte las explicaciones a continuación.  
FR Tous les produits Jenx arborent différentes étiquettes de sécurité illustrées ci-dessous. Veuillez vous reporter aux explications suivantes.  
GR Κάθε προϊόν της Jenx φέρει έναν αριθμό εικονογραφημένων ετικετών ασφαλείας, ανατρέξτε στις παρακάτω επεξηγήσεις.  
HU Minden Jenx termékhez a biztonsági előírások képi formában van csatolva, a magyarázatokat lejjebb találhatja meg.  
IT A tutti i prodotti Jenx sono applicate varie etichette grafiche relative alla sicurezza; fare riferimento alle spiegazioni seguenti.  
NL Op elk Jenx product zijn een aantal veiligheids pictogrammen bevestigd, zie de uitleg hieronder.  
PL Do każdego produktu Jenx przymocowano szereg obrazkowych etykiet bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z ich objaśnieniami poniżej.  
PT Cada produto da Jenx inclui várias etiquetas de segurança pictóricas, consulte as explicações abaixo.  
SE Varje Jenx-produkt har ett antal bifogade bildetiketter, se förklaringarna nedan.  
SK Ku každému výrobku spoločnosti Jenx je priložených niekoľko obrázkových bezpečnostných štítkov, nižšie nájdete vysvetlivky.

LABEL	DESCRIPTION	DESCRIPTION
	EN Attention / Warning BG Внимание/Предупреждение DE Achtung / Warnung DK Bemærk/Advarsel EE Tähelepanu/hoiatus ES Atención / Advertencia FR Attention / Avertissement GR Προσοχή / Προειδοποίηση	HU Figyelem/Figyelmeztetés IT Attenzione / Avvertenza NL Attentie/Waarschuwing PL Uwaga/ostrzeżenie PT Atenção / Aviso SE Obs!/Varning SK Upozornenie/Varovanie
	EN Please read Instruction for Use BG Моля, прочетете инструкцията за употреба DE Bitte die Bedienungsanleitung lesen DK Læs brugsanvisningen EE Lugege läbi kasutusjuhend ES Lea las instrucciones de uso FR Lire le mode d'emploi GR Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης	HU Olvassa el a használati útmutatót IT Leggere le istruzioni per l'uso NL Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing PL Należy przeczytać instrukcję obsługi PT Leia as instruções de utilização SE Läs bruksanvisningen SK Prečítajte si návod na použitie
	EN Only for indoor use BG Само за употреба на закрито DE Nur für die Verwendung im Innenbereich DK Kun til indendørs brug EE Kasutamiseks ainult siseruumis ES Sólo para uso en interiores FR Destiné à un usage intérieur uniquement GR Μόνο για εσωτερική χρήση	HU Kizárólag beltéri használatra IT Da utilizzare solo in ambienti interni NL Uitsluitend voor gebruik binnenshuis PL Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń PT Apenas para utilização em interiores SE Endast för inomhusbruk SK Určené len na používanie v interiéroch
	EN Always fasten and adjust positioning straps and belts to suit the child. Adjust to suit changes in clothing. Allow one fingers width between the belt and the child. BG Винаги закопчавайте и регулирайте позициониращите ремъци и колани, така че да са подходящи за детето. Регулирайте според промените в облеклото. Оставете един пръст разстояние между колана и детето. DE Positionierungsgurte stets anlegen und passend für das Kind einstellen. An Kleidungswechsel anpassen. Einen Finger breit zwischen dem Gurt und dem Kind lassen. DK Fastgør og justér altid positioneringsremme og -bælter, så de passer til barnet. Justér, så de passer til forskelligt tøj. Sørg for, at der er én fingers bredde mellem bæltet og barnet. EE Kinnitage ja reguleerige asendit fikseerivad riimad nii, et need oleksid lapsele sobivad. Arvestage reguleerimisel rõivaid. Jätke rihma ja lapse keha vahele sõrmejagu ruumi. ES Siempre abroche y ajuste las correas y los cinturones de seguridad para adaptarse al niño. Ajuste para adaptarse a los cambios de ropa. Deje un ancho de un dedo entre el cinturón y el niño. FR Toujours attacher et ajuster les sangles de positionnement et les ceintures en fonction de l'enfant. Ajuster en fonction des vêtements portés. Laisser l'épaisseur d'un doigt entre la ceinture et le corps. GR Οι ιμάντες και οι ζώνες τοποθέτησης πρέπει να δένονται και να ρυθμίζονται πάντοτε ανάλογα με το παιδί. Να ρυθμίζονται ώστε να ταιριάζουν με τις αλλαγές στα ρούχα. Αφήστε λίγο χώρο (ένα δάχτυλο) μεταξύ της ζώνης και του παιδιού.	HU A rögzítő öveket és szíjakat mindig a gyermekhez igazítsa. Igazítsa hozzá ruhacserekor. Hagyjon 1 ujjnyi rést a gyermek és a biztonsági öv között. IT Allacciare e regolare sempre le cinghie e le cinture per il posizionamento adattandole al bambino. Regolarle per adattarle ai diversi tipi di abbigliamento. Fra la cintura e il corpo del bambino deve poter scorrere liberamente un dito NL De positioneringsriemen en gordels moeten altijd worden vastgemaakt en aan het kind worden aangepast. Aanpassen bij verandering van kleding. Laat één vingerbreedte ruimte tussen de gordel en het kind. PL Pasy i pasy pozycjonujące należy zawsze regulować pod kątem dziecka i zapinać. Należy je regulować stosownie do zmian w ubraniu. Pomiedzy pasem a ciałem dziecka powinien być prześwit o szerokości palca. PT Aperte e ajuste sempre as correias e cintos de posicionamento em função da criança. Ajuste em função das mudas de roupa. Deixe sempre uma folga de um dedo entre o cinto e a criança. SE Fäst och justera alltid positioneringsbälten och remmar så att de passar barnet. Anpassa efter förändringar i klädsel. Det ska gå att stoppa in ett finger mellan remmen och barnet. SK Polohovacie popruhy a pásy vždy zapnite a upravte tak, aby vyhovovali dieťaťu. Prispôbte sa zmenám v oblečení. Medzi pásom a dieťaťom nechajte medzeru na jeden prst.

LABEL	DESCRIPTION	DESCRIPTION
	EN Do not leave child unattended BG Не оставяйте детето без надзор DE Das Kind nicht unbeaufsichtigt lassen DK Efterlad ikke børn uden opsyn EE Ärge jätke last järelevavetava ES No deje al niño desatendido FR Ne pas laisser l'enfant sans surveillance GR Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη	HU Ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül IT Non lasciare il bambino incustodito NL Laat het kind niet zonder toezicht achter PL Nie zostawiać dziecka bez nadzoru PT Não deixe uma criança sem supervisão SE Lämna inte barnet oövakat SK Deti nenechávajte bez dozoru
	EN DO NOT USE as a mobility device. Never use product on rough ground or uneven surface BG НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ продукта като устройство за придвижване. Никога не използвайте продукта върху грапава или неравна повърхност DE NICHT als Mobilitätshilfe verwenden. Produkt keinesfalls auf unwegsamem oder unebenem Untergrund verwenden DK BRUG IKKE produktet som et mobilitetshjælpemiddel. Brug aldrig produktet på ujævnt underlag EE ÄRGE KASUTAGE liikumisvahendina. Ärge kasutage toodet kunagi konarlikul või ebatasasel pinnal ES NO UTILICE este producto como dispositivo de movilidad. Nunca utilice el producto en un terreno accidentado o en una superficie irregular FR NE PAS UTILISER comme un dispositif de mobilité. Ne jamais utiliser le dispositif sur un sol accidenté ou une surface inégale GR ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ως συσκευή μετακίνησης. Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ανώμαλο έδαφος ή ανώμαλη επιφάνεια	HU NE HASZNÁLJA mozgást támogató eszközként. Ne használja durva, vagy egyenetlen felületeken IT DA NON USARE come dispositivo per la mobilità. Non usare mai questo prodotto su un terreno sconnesso o su superfici non uniformi NL NIET GEBRUIKEN als mobiliteitshulpmiddel. Het product nooit op een ruwe ondergrond of een ongelijk oppervlak gebruiken PL NIE UŻYWAĆ jako urządzenie do przemieszczania się. Nigdy nie używać produktu na nierównym podłożu ani nierówniej powierzchni PT NÃO UTILIZE como dispositivo de mobilidade. Nunca utilize o produto em terreno accidentado ou superfícies desniveladas SE ANVÄND INTE som en mobil enhet. Använd aldrig produkten på grov eller ojäm mark SK NEPOUŽÍVAJTE ako pohyblivú pomôcku. Výrobok nikdy nepoužívajte na drsnom alebo nerovnom povrchu
	EN User Weight Limit (changes per model and size) BG Ограничение на теглото на потребителя (променя се според модела и размера) DE Max. Körpergewicht des Benutzers (ändert sich je nach Modell und Größe) DK Grænse for brugervægt (varierer efter model og størrelse) EE Kasutaja kaalule seatud piirmäär (sõltub mudelist ja mõõtmetest) ES Límite de peso del usuario (cambia por modelo y tamaño) FR Limite de poids de l'utilisateur (varie en fonction du modèle et de la taille)	GR Όριο βάρους χρήστη (αλλάζει ανά μοντέλο και μέγεθος) HU Felhasználási súlyhatár (típus és méret szerint változik) IT Portata massima (dipende dal modello e dalle misure) NL Limiet gebruikersgewicht (verschilt per uitvoering en maat) PL Limit wagi użytkownika (zależy od modelu i rozmiaru) PT Limite de peso do utilizador (alterações por modelo e tamanho) SE Gräns för brukarvikt (ändringar per modell och storlek) SK Hmotnostný limit používateľa (zmeny podľa modelu a veľkosti)
	EN Conforms to CE Marking Regulations Medical Devices Regulation (MDR) (EU) 2017/745 BG Съответства на изискванията за маркировка „CE“ на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия (РМИ) DE Mit den CE-Kennzeichnungsvorschriften der EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 (MDR) konform DK I overensstemmelse med CE-mærkningen i henhold til EU-forordningerne om medicinsk udstyr (MDR) (EU) 2017/745 EE Toode vastab meditsiiniseadmeid käsitlevas määruses (EL) 2017/745 toodud CE-vastavusmargise nõuetele ES Cumple con las regulaciones de la marca de la CE Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) (UE) 2017/745 FR Conforme au règlement relatif au marquage CE et au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux	GR Συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Σήμανσης CE για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR) (ΕΕ) 2017/745 HU Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó CE szabályzásnak (MDR) (EU) 2017/745 IT Marchio di conformità al Regolamento per la marcatura CE del Regolamento dispositivi medici (MDR) (UE) 2017/745 NL Voldoet aan de CE-markeringsvoorschriften van de Verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR) (EU) 2017/745 PL Produkt zgodny z przepisami dotyczącymi oznakowania CE i rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych 2017/745/UE PT Em conformidade com Regulamentos Dispositivo Médico Regulamento com Marca CE (MDR) (UE) 2017/745 SE Uppfyller CE-märkningsföreskrifter för medicinteknisk utrustning (MDR) (EU) 2017/745 SK Vyhovuje označovaniu CE nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR) (EÚ) 2017/745

LABEL	DESCRIPTION	DESCRIPTION		
<b>UK CA</b>	EN	Conforms to UKCA Marking Regulations	GR	Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς UKCA
	BG	Съответства на наредбите за маркировката „UKCA“	HU	Összhangban van az Egyesült Királyság megfeleléségi értékelésével (UKCA)
	DE	Mit den UKCA-Kennzeichnungsvorschriften konform	IT	Marchio di conformità al Regolamento di marcatura UKCA
	DK	Overholder UKCA-mærkningsbestemmelser	NL	Voldoet aan de UKCA Markeringsvoorschriften
	EE	Vastab UKCA märgistamisõuetele	PL	Produkt zgodny z przepisami dotyczącymi oznakowania UKCA
	ES	Cumple con las regulaciones de la marca de las Evaluaciones de Conformidad del Reino Unido (UKCA)	PT	Em conformidade com os Regulamentos de Marca UKCA
	FR	Conforme au règlement relatif au marquage UKCA	SE	Överensstämmer med UKCA-märkningsföreskrifter
			SK	Vyhovuje predpisom o označovaní podľa britskej zhody UKCA


# Minimum Safe Configuration - MUS-01-F-06 MUS-01-F-08



**BG** Минимална безопасна конфигурация  
**DE** Mindestsicherheitskonfiguration  
**DK** Mindstekrav til sikker konfiguration  
**EE** Minimaalne ohutu konfiguratsioon  
**ES** Configuración de seguridad mínima





**FR** Configuration minimale de sécurité  
**GR** Ελάχιστη Ασφαλής Διαμόρφωση  
**HU** Minimális biztonságú beállítás  
**IT** Configurazione minima di sicurezza  
**NL** Minimum veiligheidsconfiguratie

**PL** Minimalna bezpieczna konfiguracja  
**PT** Configuração de segurança básica  
**SE** Säker minimikonfiguration  
**SK** Minimálna bezpečná konfigurácia




MUS01-F-06  
MUS01-F-08



<p>x 2</p>  <p>MUS01-B-0*</p>	<p>x 2</p>  <p>MB02-0* MB06-0*/ MB07-0*/ MB33-0*</p>	 <p>MB04-0*/ MB09-0*</p>	 <p>S16/ S2</p>
--	---	---	---



 <p>MH01 01 MH02-0*/ MH05/ MH06/ MH07-0*</p>
---



# Minimum Safe Configuration - MUS-01-F-US-08



**BG** Минимална безопасна конфигурация  
**DE** Mindestsicherheitskonfiguration  
**DK** Mindstekrav til sikker konfiguration  
**EE** Minimaalne ohutu konfiguratsioon  
**ES** Configuración de seguridad mínima


**FR** Configuration minimale de sécurité  
**GR** Ελάχιστη Ασφαλής Διαμόρφωση  
**HU** Minimális biztonságú beállítás  
**IT** Configurazione minima di sicurezza  
**NL** Minimum veiligheidsconfiguratie

**PL** Minimalna bezpieczna konfiguracja  
**PT** Configuração de segurança básica  
**SE** Säker minimikonfiguration  
**SK** Minimálna bezpečná konfigurácia




+

+



+












# Specification

**BG** Спецификация  
**DE** Spezifikation  
**DK** Specifikation  
**EE** Tehnilised andmed  
**ES** Especificaciones

**FR** Spécifications  
**GR** Προδιαγραφή  
**HU** Szekifikációk  
**IT** Dati tecnici  
**NL** Specificaties

**PL** Parametry techniczne  
**PT** Especificações  
**SE** Specifikation  
**SK** Špekifikácia

	9 months - 6 years
	Max: 35 kg
	620 - 1160 mm
	615 - 760 mm
	10° - 90°
	140 - 275 mm
	120 - 190 mm
	670 - 940 mm
	- 15° + 15°





# Specification

**BG** Спецификация  
**DE** Spezifikation  
**DK** Specifikation  
**EE** Tehnilised andmed  
**ES** Especificaciones

**FR** Spécifications  
**GR** Προδιαγραφή  
**HU** Szekifikációk  
**IT** Dati tecnici  
**NL** Specificaties

**PL** Parametry techniczne  
**PT** Especificações  
**SE** Specifikation  
**SK** Špecifikácia

	490 - 850 mm
	620 - 1160 mm


# Castors



**BG** Колелца  
**DE** Lenkräder  
**DK** Svinghjul  
**EE** Rattad  
**ES** Ruedas

**FR** Roulettes  
**GR** Τροχίσκοι  
**HU** Görgök  
**IT** Rotelle orientabili  
**NL** Zwenkwielen

**PL** Kółka samonastawne  
**PT** Rodízios  
**SE** Länkhjul  
**SK** Koleska




# Allen Key

**BG** Ключ шестограм  
**DE** Inbusschlüssel  
**DK** Unbrakonøgle  
**EE** Kuuskantvõti  
**ES** Llave Allen

**FR** Clé Allen  
**GR** Κλειδί Allen  
**HU** Imbuszkulcs  
**IT** Chiave a brugola  
**NL** Inbussleutel

**PL** Klucz imbusowy  
**PT** Chave Allen  
**SE** Insexnyckel  
**SK** Imbusový kľúč



# Support Pads



**BG** Опорни подложки  
**DE** Stützpolster  
**DK** Støttepuder  
**EE** Tugipadjad  
**ES** Almohadillas de soporte

**FR** Coussinets de support  
**GR** Μαξιλάρια Στήριξης  
**HU** Támasztó párna  
**IT** Imbottiture di sostegno  
**NL** Steunkussens

**PL** Podpórki  
**PT** Almofadas de apoio  
**SE** Stöddynor  
**SK** Podporné podložky



MB02-0\*  
MB06-0\*  
MB07-0\*  
MB33-0\*



Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 114 285 3376  
Email: [export@jenx.com](mailto:export@jenx.com)  
[www.jenx.com](http://www.jenx.com)

**JENX**<sup>®</sup>  
Positioning for life









# Safety Straps



**BG** Предпазни колани  
**DE** Sicherheitsgurte  
**DK** Sikkerhedsremme  
**EE** Turvarihmad  
**ES** Correas de seguridad

**FR** Sangles de sécurité  
**GR** Ιμάντες Ασφαλείας  
**HU** Biztonsági öv  
**IT** Cinture di sicurezza  
**NL** Veiligheidsriemen

**PL** Pasy bezpieczeństwa  
**PT** Cintas de segurança  
**SE** Säkerhetsremmar  
**SK** Bezpečnostné popruhy



# Kneeblocks










**BG** Наколени  
**DE** Knieblöcke  
**DK** Knæklodser  
**EE** Põlvstopperid  
**ES** Soportes para rodillas

**FR** Dispositifs de blocage des genoux  
**GR** Μπλοκ γονάτων  
**HU** Térd stabilizáló  
**IT** Ginocchiere  
**NL** Knieblokken

**PL** Blokady kolan  
**PT** Blocos para os joelhos  
**SE** Knädyna  
**SK** Kolenné bloky

**MB04-0\***  
**MB09-0\***







# Kneeblocks



**BG** Наколени  
**DE** Knieblöcke  
**DK** Knæklodser  
**EE** Põlvestopperid  
**ES** Soportes para rodillas

**FR** Dispositifs de blocage des genoux  
**GR** Μπλοκ γονάτων  
**HU** Térd stabilizáló  
**IT** Ginocchiere  
**NL** Knieblokken

**PL** Blokady kolan  
**PT** Blocos para os joelhos  
**SE** Knädyna  
**SK** Kolenné bloky








# Kneeblock Straps



**BG** Ремъци за наколеники  
**DE** Knieblock-Gurte  
**DK** Knæklodsremme  
**EE** Põlvestopperite rihtmäd  
**ES** Correas de soportes para rodillas

**FR** Sangles de blocage des genoux  
**GR** Ιμάντες μπλοκ γονάτων  
**HU** Térd stabilizáló öv  
**IT** Cinturini per le ginocchiere  
**NL** Banden knieblokken

**PL** Paski blokady kolan  
**PT** Correios dos blocos para os joelhos  
**SE** Knädyna bälten  
**SK** Popruhy kolenných blokov



Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 114 285 3376  
Email: [export@jenx.com](mailto:export@jenx.com)  
[www.jenx.com](http://www.jenx.com)

**JENX**<sup>®</sup>  
Positioning for life





# Angle Adjustment



**BG** Регулиране на ъгъла  
**DE** Winkeleinstellung  
**DK** Justering af vinkel  
**EE** Nurga reguleerimine  
**ES** Ajuste del ángulo

**FR** Réglage de l'inclinaison  
**GR** Ρύθμιση Γωνίας  
**HU** Szög módosítása  
**IT** Regolazione dell'inclinazione  
**NL** Aanpassing hoek

**PL** Regulacja kąta  
**PT** Ajuste do ângulo  
**SE** Vinkeljustering  
**SK** Nastavenie uhla









# Board Height



**BG** Височина на борда  
**DE** Höhe des Brettes  
**DK** Pladehøjde  
**EE** Laua kõrgus  
**ES** Altura de placa

**FR** Hauteur de la planche  
**GR** Ύψος πλάκας  
**HU** Lap magasság  
**IT** Altezza della tavola  
**NL** Hoogte plaat

**PL** Wysokość płyty  
**PT** Altura da placa  
**SE** Brädhöjd  
**SK** Výška panela



# Height Adjustment



**BG** Регулиране на височината

**DE** Höhenverstellung

**DK** Højdejustering

**EE** Kõrguse reguleerimine

**ES** Ajuste de altura

**FR** Réglage de la hauteur

**GR** Ρύθμιση Ύψους

**HU** Magasság beállítása

**IT** Regolazione dell'altezza




**NL** Aanpassing hoogte

**PL** Regulacja wysokości

**PT** Ajustamento da altura

**SE** Höjdjustering

**SK** Nastavenie výšky



Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom

Tel: +44 (0) 114 285 3376

Email: [export@jenx.com](mailto:export@jenx.com)

[www.jenx.com](http://www.jenx.com)

**JENX**<sup>®</sup>  
Positioning for life





# Footplate Angle



**BG** Ъгъл на стъпалото  
**DE** Fußbrettwinkel  
**DK** Fodstøttevinkel  
**EE** Tallaplaadi nurk  
**ES** Ángulo del reposapiés

**FR** Angle de la palette  
**GR** Γωνία Υποπόδιου  
**HU** Lábtartó szöge  
**IT** Inclinazione della pedana  
**NL** Hoek voetenplaat

**PL** Kąt podnóżka  
**PT** Fotplattans vinkel  
**SE** Fotplatta vinkel  
**SK** Uhol stúpadla



# Sandals




BG Сандали  
 DE Sandalen  
 DK Sandaler  
 EE Sandaalid  
 ES Sandalias

FR Sandales  
 GR Σανδάλια  
 HU Szandál  
 IT Sandali  
 NL Sandalen

PL Sandaly  
 PT Sandálias  
 SE Sandaler  
 SK Sandále



S16  
 S2



# Sandals

**BG** Сандали  
**DE** Sandalen  
**DK** Sandaler  
**EE** Sandaalid  
**ES** Sandalias




**FR** Sandales  
**GR** Σανδάλια  
**HU** Szandál  
**IT** Sandali  
**NL** Sandalen

**PL** Sandaly  
**PT** Sandálias  
**SE** Sandaler  
**SK** Sandále



S16

S2



# Sandals






BG Сандали  
DE Sandalen  
DK Sandaler  
EE Sandaalid  
ES Sandalias

FR Sandales  
GR Σανδάλια  
HU Szandál  
IT Sandali  
NL Sandalen

PL Sandaly  
PT Sandálias  
SE Sandaler  
SK Sandále

S16

S2



Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 114 285 3376  
Email: [export@jenx.com](mailto:export@jenx.com)  
[www.jenx.com](http://www.jenx.com)

**JENX**<sup>®</sup>  
Positioning for life

# Sandals




**BG** Сандали  
**DE** Sandalen  
**DK** Sandaler  
**EE** Sandaalid  
**ES** Sandalias

**FR** Sandales  
**GR** Σανδάλια  
**HU** Szandál  
**IT** Sandali  
**NL** Sandalen

**PL** Sandaly  
**PT** Sandálias  
**SE** Sandaler  
**SK** Sandále

S16

S2



Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 114 285 3376  
Email: [export@jenx.com](mailto:export@jenx.com)  
[www.jenx.com](http://www.jenx.com)

**JENX**<sup>®</sup>  
Positioning for life

# Headrest







**BG** Облегалка за глава  
**DE** Kopfstütze  
**DK** Hovedstøtte  
**EE** Peatugi  
**ES** Reposacabezas

**FR** Appui-tête  
**GR** Στήριγμα κεφαλής  
**HU** Fejtámasz  
**IT** Poggiatesta  
**NL** Hoofdsteen

**PL** Zagłówek  
**PT** Apoio para a cabeça  
**SE** Nackstöd  
**SK** Opierka hlavy

MH01 01 MH07-0\*  
 MH05 MH02-0\*  
 MH06



S162 x 2  
 (M6 25 mm)



W009 x 2  
 (M6 Ø 12)






# Headrest



**BG** Облегалка за глава  
**DE** Kopfstütze  
**DK** Hovedstøtte  
**EE** Peatugi  
**ES** Reposacabezas

**FR** Appui-tête  
**GR** Στήριγμα κεφαλής  
**HU** Fejtámasz  
**IT** Poggiatesta  
**NL** Hoofdsteun

**PL** Zagłówek  
**PT** Apoio para a cabeça  
**SE** Nackstöd  
**SK** Opierka hlavy









# Headrest



**BG** Облегалка за глава  
**DE** Kopfstütze  
**DK** Hovedstøtte  
**EE** Peatugi  
**ES** Reposacabezas

**FR** Appui-tête  
**GR** Στήριγμα κεφαλής  
**HU** Fejtámasz  
**IT** Poggiatesta  
**NL** Hoofdsteen

**PL** Zagłówek  
**PT** Apoio para a cabeça  
**SE** Nackstöd  
**SK** Opierka hlavy



Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 114 285 3376  
Email: [export@jenx.com](mailto:export@jenx.com)  
[www.jenx.com](http://www.jenx.com)

**JENX**<sup>®</sup>  
Positioning for life

# Notes

**BG** Бележки

**DE** Notizen

**DK** Bemærkninger

**EE** Märkused

**ES** Notas

**FR** Remarques

**GR** Σημειώσεις

**HU** Jegyzetek

**IT** Note

**NL** Opmerkingen

**PL** Uwagi

**PT** Notas

**SE** Anteckningar

**SK** Poznámky

---

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom

Tel: +44 (0) 114 285 3376

Email: [export@jenx.com](mailto:export@jenx.com)

[www.jenx.com](http://www.jenx.com)



---

Jenx Limited, Wardsend Road, Sheffield S6 1RQ, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 114 285 3376  
Email: [export@jenx.com](mailto:export@jenx.com)  
[www.jenx.com](http://www.jenx.com)

