

Edizione 2006/Utilizzando il servizio di appoggio tecnico a maglie senza filo per migliorare le prestazioni del prodotto.

MONOGUIDA

RIBASSATA
LOWERED



Sedile ribassato per spinta con arto inferiore.

Lowered seat for pushing with lower limbs.



- Per l'ordinazione della carrozzina vedere la scheda d'ordine con tutti i particolari.
- Please refer to the detailed order form for purchasing.

34 36	52 54	36 38	29 31	A: da 38 a 50	C: 102	29	18 Kg con seduta (with seat) 38 x 38 cm	
40	58 59	40 42	33 35	B: da 42 a 54	D: 77			
42 44	60 62	44 46	41 43					
46 48	64 66	48 50	45 47					
50 52	68 70	49 51						
54 56	72 74							

OFF CARR®

Via dell'Artigianato II, 29 • 35010 Villa del Conte (Padova) Italy
Tel. +39 049 93 25 733 • Fax. +39 049 93 25 734
www.offcarr.com • offcarr@offcarr.com



OFF CARR®

MONOGUIDA



**Carrozzine per emiplegici
Tecnologia sempre all'avanguardia**

**Wheelchairs for the hemiplegic
Always the very latest in state of the art technology**

MONOGUIDA

CON DOPPIO CORRIMANO WITH DOUBLE HANDRAIL



Forcella forata per variazione altezza anteriore con possibilità di regolazione dell'asse delle forcelle in più posizioni.

Drilled fork to vary front height. The fork axis can be adjusted in multiple positions.



Dispositivo estrazione rapida delle ruote grandi.

Quick release device for the big wheels.



CE

Leva monofreno.
Single-brake lever.



Estrazione rapida dell'asse di trasmissione.
Quick release of the transmission shaft.



34 36	52 54	36 38	29 31	33 35	40 42	29 31	36 38	33 35
38 40	56 58	44 46	37 39	41 43	48 50	A: da 38 a 50	B: da 42 a 54	C: 100
42 44	60 62	44 46	45 47	49 51	41 43			D: 83
46 48	64 66	48 50						31
50 52	68 70							16 Kg con seduta (with seat) 38 x 38 cm
54 56	72 74							

■ Per l'ordinazione della carrozzina vedere la scheda d'ordine con tutti i particolari.
■ Please refer to the detailed order form for purchasing.

These wheelchairs are designed to meet the many needs of hemiplegic persons, meeting all their desires for freedom and independence of movement. These wheelchairs have versatile and lightweight folding structures and compact dimensions. They differ depending on push systems:

- with double handrail
- by lever
- with lowered frame.

These wheelchairs can be customized thanks to the wide range of accessories and ample selection of colors offered by OFF.CARR.

MONOGUIDA

A LEVA LEVER OPERATED



Leva per inversione di marcia.
Reverse lever.



Estrazione della leva direzionale.
Extraction of the steering lever.



Appoggiagomito per emiplegici.
Elbow-rest for the hemiplegic.



34 36	52 54	36 38	29 31	33 35	40 42	29 31	36 38	33 35
38 40	56 58	44 46	37 39	41 43	48 50	A: da 40 a 50	B: da 46 a 52	C: 102
42 44	60 62	44 46	45 47	49 51	41 43			D: 84
46 48	64 66	48 50						29
50	68	72						16 Kg con seduta (with seat) 38 x 38 cm
54	72	74						