

STEDY

ARJOHUNTLEIGH



...with people in mind

PRONTI?

Negli odierni ambienti sanitari ed assistenziali, non ci si dovrebbe aspettare di trovare alcun operatore intento a svolgere mansioni manuali pericolose, anche se, a volte, viene ancora loro richiesto. Gran parte di queste attività è inerente all'assistenza che si effettua per aiutare il paziente ad andare alla toilette. Per gli assistiti che riescono a stare in piedi, ma che non necessariamente possono camminare, un trasferimento manuale offre veramente poco in termini di stimolazione, partecipazione, mobilitazione od indipendenza. Si tratta semplicemente di mezzi per raggiungere una finalità che non portano benefici nè all'operatore nè all'assistito. Questa situazione ora può cambiare.



STEDY...

Stedy permette ai pazienti di stare in piedi autonomamente, in modo semplice e sicuro, pronti per essere trasferiti alla toilette, eliminando l'esigenza di ricorrere a movimentazioni manuali pericolose. Incoraggia l'assistito a collaborare durante i trasferimenti, migliorando la circolazione, il respiro, la digestione ed il tono muscolare, riducendo l'affaticamento.

Stedy può creare un senso di compiutezza ed una prospettiva di vita diversa per molti pazienti che saranno di conseguenza motivati ad usarlo regolarmente.



VIA!

Una volta che l'assistito si è sollevato dalla sedia, l'operatore colloca i supporti apribili verso il basso del sedile. Questo permette al paziente di rilassarsi e sedersi comodamente e in totale sicurezza durante il trasferimento alla toilette, eliminando il bisogno di un ingombrante sedia a rotelle.

Stedy permette all'infermiere di comunicare "faccia a faccia" con l'assistito per rassicurarlo durante l'intera procedura. Leggero e compatto, passa attraverso porte e corridoi molto stretti, fornendo all'operatore una più facile manovrabilità.






Arrivato alla toilette, il paziente viene incoraggiato a stare in piedi con il supporto di *Stedy*. L'infermiere può quindi aiutare in totale sicurezza l'assistito a sistemarsi i vestiti come necessario. L'indipendenza e la dignità del paziente vengono promosse attivamente dato che *Stedy* viene usato dall'assistito come ausilio man mano che si abbassa per sedersi sulla toilette. Questo sistema non richiede alcun trasferimento rotatorio. Al momento giusto il paziente viene incoraggiato a stare in piedi, mentre viene aiutato a rivestirsi e può essere trasportato in modo veloce e sicuro. Quella che una volta era una mansione banale, incoraggia adesso l'attività da parte del paziente e riduce in modo significativo il carico di lavoro fisico dell'operatore.



SPECIFICHE PRODOTTO



Opzioni



Per poter offrire una sensazione di estrema sicurezza viene fornita come opzione un'ulteriore fascina di sostegno per la schiena.

Informazioni sul prodotto

Peso del prodotto	16.8 kg
Carico di lavoro sicuro (S.W.L)	120 kg

ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare i suoi prodotti solo con componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da ArjoHuntleigh. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti ArjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.

Stedy è un marchio registrato appartenente al gruppo ArjoHuntleigh.
© Arjo AB, 2008

ARJOHUNTLEIGH ...with people in mind

ArjoHuntleigh S.p.A

Via Tor Vergata, 432

00133 Roma, ITALIA

Tel: 06 87 42 62 11

Fax: 06 87 42 62 22

E-mail: italy.promo@arjohuntleigh.com

www.ArjoHuntleigh.it

ArjoHuntleigh È MEMBRO DEL GRUPPO GETINGE