



**SEDIE
DA DOCCIA
E DA WC**
Seatarà



SEDIE DA DOCCIA E DA WC

L'AVANGUARDIA DELLA LIBERTÀ E DELL'INDIPENDENZA, IN VIAGGIO COME A CASA

Finalmente le persone disabili possono beneficiare in modo indipendente di innovative sedie per bagni non accessibili, in grado di migliorare sensibilmente la qualità di vita, facili da usare, e dotate di una vasta gamma di accessori e opzioni.

BathMobile e **WheelAble**, due sedie facilmente assemblabili, ognuna progettata per uno specifico utilizzo, e che possono essere inserite in una pratica borsa con ruote, rendendole ideali anche per viaggiare.

Che consentono inoltre all'utente di evitare il contatto con superfici non sanificate nei bagni pubblici, allontanando il rischio di infezioni.



Seatarà

SEDIE DA DOCCIA E DA WC



Seatarra

IDEALE PER

STRUTTURE RICETTIVE

Molti disabili devono spesso rinunciare o scendere a compromessi su una delle esperienze più piacevoli della vita: le vacanze. Viaggiare e andare in hotel diventa una procedura complicata, soprattutto se c'è la preoccupazione per i bagni e la necessità di usarne uno fuori casa. Grazie a BathMobile e WheelAble gli utenti possono finalmente viaggiare senza più preoccupazioni o problemi.

LA TERZA ETÀ

Con l'avanzare dell'età si può verificare un degradamento delle capacità fisiche e talvolta la decisione di rendere accessibile l'abitazione può essere presa con un certo ritardo rispetto alle reali necessità. In altre parole, quando si invecchia è difficile notare i piccoli cambiamenti, l'instabilità o la diminuzione dell'equilibrio. Oltre a ciò nel bagno l'umidità e il sapone contribuiscono ad un significativo aumento del rischio di caduta. La possibilità di accedere in un bagno non attrezzato con BathMobile o WheelAble offre una sicurezza senza precedenti per la persona anziana, oltre ad una soluzione immediata rispetto al tempo necessario per l'adeguamento del bagno.

LUOGHI DI SVAGO

Molti disabili evitano di recarsi nei luoghi di svago a causa dell'inaccessibilità dei servizi igienici. Il dipendere dalla presenza o assenza di una toilette accessibile in ristoranti, musei o al cinema, fa sì che ogni breve uscita diventi una missione complicata o una vera e propria sfida. BathMobile e WheelAble offrono una soluzione immediata ed efficace.

Ora anche i disabili possono avere una normale routine e godere della libertà di movimento: caricando la propria sedia da doccia e wc nel bagagliaio della macchina possono uscire con gli amici o andare a trovare i familiari senza preoccupazioni. Queste attività quotidiane, così importanti per una vita completa e piacevole, possono finalmente essere godute da tutti.

CENTRI COMMERCIALI E OUTLET

I bagni accessibili alle carrozzine nei centri commerciali possono essere fuori servizio, o non disponibili. Spesso la maniglia di sostegno si trova in posizione non idonea o è installata in modo che solo i mancini o i destrimani possano usarla. Grazie a BathMobile e WheelAble ora anche i disabili possono concentrarsi sullo shopping senza preoccuparsi di entrare e uscire da un bagno.

VIAGGI IN AUTO, AEREO E NAVI DA CROCIERA

La facilità di trasporto di BathMobile e WheelAble è data sia dalla borsa da viaggio con ruote che dalle sue dimensioni, che ne consentono il facile inserimento nei vani adibiti degli aerei o nei portabagagli delle automobili; in caso di bisogno possono essere aperte e bloccate con il freno di stazionamento anche a bordo di mezzi di trasporto.

INFORTUNI TEMPORANEI

Durante un periodo di riabilitazione, l'individuo deve affrontare forse per la prima volta in modo diverso il "semplice" compito di andare al bagno. Da un lato, è dipendente da un accompagnatore e da una toilette accessibile, dall'altro l'impedimento temporaneo impone ai familiari l'onere di investire in adeguamenti degli ambienti domestici. BathMobile e WheelAble risolvono il problema all'infortunato e ai suoi cari fin dal primo giorno, consentendo la condotta di una vita normale, con la giusta calma emotiva e una libertà di movimento che facilita una guarigione in tempi più rapidi.

SPAZI PICCOLI

WheelAble grazie al suo particolare design ha un raggio di manovra di circa 70 cm, (una normale carrozzina ha bisogno di un raggio di 120 cm), e può passare attraverso una porta larga 50 cm!

BATHMOBILE

COMODA, LEGGERA, RESISTENTE E FACILE DA ASSEMBLARE

Un'unica sedia da doccia e wc con **tre diverse regolazioni in altezza facilmente modificabili**, che la rendono adattabile a qualsiasi seduta WC. Dotata di braccioli ribaltabili, pedane girevoli ed estraibili con poggipiedi ribaltabili, e di ruotine piroettanti che assicurano una estrema manovrabilità, può essere accessoriata con ruote per auto spinta per una maggiore indipendenza.

VANTAGGI

- **Totale indipendenza:** BathMobile offre il massimo dell'indipendenza mediante le ruote per auto spinta, che permettono all'utente di utilizzare la sedia in piena autonomia, anche in caso di servizi igienici non accessibili.
- **Piena accessibilità:** Può essere utilizzata su una toilette standard (altezza 47 cm, larghezza 37 cm), rendendo accessibili una moltitudine di servizi igienici.
- **Semplice da pulire:** Tutti gli elementi della sedia sono smontabili per una attenta e scrupolosa igienizzazione, e la speciale forma della padella rotonda la rende ideale per essere sanificata mediante autoclave.
- **Maneggevole:** Le 4 ruote piroettanti facilitano le manovre a familiari ed assistenti anche con l'utente seduto.
- **Trasferimenti semplificati:** Grazie alla presenza dei braccioli ribaltabili e delle pedane swing away, trasferirsi su/da BathMobile è estremamente semplice.

CARATTERISTICHE

- **Pieghevole:** Facile da scomporre per essere riposta per inutilizzi prolungati, una volta piegata assume dimensioni minime e può essere riposta dietro ad una porta.
- **Portatile:** Facilmente assemblabile, è ideale per essere trasportata in occasione di viaggi occasionali, riposta nella pratica borsa da viaggio (accessorio) dotata di ruote per facilitare gli spostamenti. La borsa da viaggio è contrassegnata dal simbolo universale della disabilità che ne identifica l'ammissibilità per il trasporto aereo.
- **Resistente:** Realizzata in materiali plastici di altissima qualità, è molto resistente negli ambienti umidi.
- **Impermeabile:** Tutti i componenti, compresi i cuscinetti e il rivestimento, sono resistenti all'acqua.
- **Comfortevole:** Facilmente regolabile a diverse altezze di seduta WC, viene fornita con braccioli ribaltabili per facilitare i trasferimenti e migliorare il comfort. Facile da smontare e imballare quando non è in uso.
- **Portata massima:** 130 kg.

CONFIGURAZIONE STANDARD


BathMobile nella configurazione standard è dotata di:

- Seduta standard aperta in PU con foro (dimensioni seduta L 476mm x P 476mm; dimensioni foro 220mm);
- 4 ruotine piroettanti con freno di stazionamento;
- Braccioli ribaltabili;
- Pedane swing away estraibili con poggipiedi ribaltabili.

DIMENSIONI

Adatta ad ogni tipo di WC

Il segreto di BathMobile risiede non solo nella leggerezza e nella facilità di montaggio e smontaggio, ma soprattutto nelle sue dimensioni compatte che la rendono ideale per passare attraverso accessi stretti come ascensori, porte, corridoi, angoli e ambienti del bagno occupati da altri arredi e sanitari. Con le tre regolazioni in altezza inoltre può adattarsi a molte sedute WC.



ACCESSORI

- Padella rettangolare estraibile con supporti; (1)
- Padella tonda estraibile con supporti (ideale per la pulizia con autoclave); (2)
- Seduta chiusa in PU H 16mm; (3)
- Seduta imbottita con foro in PU H 16mm (Dimensioni: L 476 mm x P 476 mm; Foro: 210 mm); (4)
- Seduta imbottita con foro in PU H 50mm (Dimensioni: L 476 mm x P 476 mm; Foro: 210 mm); (5)
- Seduta con foro small (Dimensioni: L 476 mm x P 476 mm; Foro: 190 mm); (6)
- Imbottitura schienale; (7)
- Imbottiture braccioli; (8)
- Borsa da viaggio (Dimensioni: L 710mm x P 300mm x H 610mm); (9)
- Porta doccia; (10)
- Ruote da auto spinta dotate di freni di stazionamento. (11)



WHEELABLE

FINALMENTE LIBERI DI MUOVERSI OVUNQUE

SEDIA PIEGHEVOLE PER DOCCE E WC NON ACCESSIBILI

WheelAble è la sedia da doccia e wc pieghevole su ruote ideale per i viaggi, dotata di un design unico, che libera l'utente dal pensiero dei bagni accessibili durante le visite ad amici o familiari, in vacanza all'estero come per una gita fuori porta, poiché consente di utilizzare ovunque e in piena autonomia i comuni servizi igienici e le docce, indipendentemente dalla loro accessibilità.

Una soluzione ideale per chi ha ridotta mobilità permanente (disabilità) o temporanea (periodi postoperatori, riabilitazioni e convalescenze) e necessita di estrema flessibilità per l'uso del bagno fuori casa, non dovendosi più preoccupare per la presenza o meno di toilette accessibili.

VANTAGGI

- **Totale indipendenza:** WheelAble offre il massimo dell'indipendenza grazie alle ruote semoventi che permettono all'utente di utilizzare la sedia in piena autonomia, anche dove non è garantita l'accessibilità.
- **Piena accessibilità:** Il particolare design e la disposizione delle ruote consentono manovre in spazi particolarmente stretti e il posizionamento all'indietro sul WC (anche nel caso sia poco distanziato dal muro). È pienamente utilizzabile su WC di altezza fino a 49 cm come larghezza fino a 39 cm rendendo accessibili una moltitudine di servizi igienici. Grazie alle ruote antiribaltamento ammortizzate consente inoltre di superare piccoli ostacoli.
- **Veloce da utilizzare:** L'apertura e la chiusura della seduta richiedono pochi secondi, inoltre grazie al bracciolo abbattibile sono facilitati i trasferimenti e viene offerto maggior comfort durante l'uso.
- **Maneggevole:** L'utente può spostare autonomamente la sedia anche quando è seduto in carrozzina, persino negli spazi più stretti o in bagni non accessibili.
- **Trasferimenti semplificati:** Grazie alle speciali ruote posizionate al di sotto della seduta, trasferirsi dalla carrozzina a WheelAble e viceversa è estremamente semplice.

CARATTERISTICHE

- **Pieghevole:** Si apre quando serve e non ingombra inutilmente gli ambienti.
- **Facile da aprire e richiudere:** Si apre e richiude in pochi secondi, anche con una sola mano e direttamente dall'utente seduto in carrozzina.
- **Portatile:** Facilmente assemblabile, è ideale per essere trasportata in occasione di viaggi occasionali, riposta nella pratica borsa da viaggio (accessorio) dotata di ruote per facilitare gli spostamenti. La borsa da viaggio è contrassegnata dal simbolo universale della disabilità che ne identifica l'ammissibilità per il trasporto aereo.
- **Sicura, resistente, impermeabile:** Realizzata in nylon rinforzato con fibra di vetro, tutte le parti metalliche sono in acciaio inossidabile e resistenti all'acqua: è ideale per essere usata in bagno ed è facilmente igienizzabile.
- **Padella rimovibile:** Accessorio che offre un maggior comfort e amplia la versatilità della sedia, utilizzabile anche in assenza di servizi igienici.
- **Portata massima:** 130 kg.

CONFIGURAZIONE STANDARD


WheelAble nella configurazione standard è dotata di:

- Seduta imbottita con foro (dimensioni seduta L 389 mm x P 437 mm H 24 mm; dimensioni foro: L 220 mm)
- Ruote semoventi
- Freni di stazionamento ermetici
- Braccioli abbattibili
- Poggiatesta regolabile
- Antiribaltamento ammortizzato

DIMENSIONI

Adatta per ogni bagno e facilmente manovrabile rispetto alle tradizionali sedie a comodo.



Grazie alle sue dimensioni uniche, WheelAble può adattarsi anche agli spazi più ridotti: può facilmente passare attraverso accessi stretti come ascensori, porte, corridoi, angoli e ambienti del bagno occupati da altri arredi e sanitari. Non richiede l'assistenza di un accompagnatore, o complesse regolazioni.



ACCESSORI

- Seduta imbottita chiusa; (1)
- Seduta imbottita con foro piccolo (Dimensioni seduta: L 389mm x P 437mm; dimensioni foro L 178,5 mm). (2)
- Padella rimovibile; (3)
- Borsa da viaggio (Dimensioni: L 690mm x P 270mm x H 640mm); (4)









Caratteristiche tecniche ed estetiche possono subire modifiche in qualsiasi momento a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici. Le immagini sono puramente indicative e non rappresentano necessariamente il prodotto disponibile o le configurazioni standard.

BODYTECH srl
Via Pratolino, snc
I9037 Santo Stefano di Magra (SP)
Tel. +39 0187 940142
Fax +39 0187 934142
info@bodytechitalia.it

www.bodytech.it

