

# SWIMMY

## Costume per incontinenza



- ✓ Discreto: uguale ad un normale costume da bagno;
- ✓ Comodo: materiali confortevoli e di ultima generazione;
- ✓ Sigillante: doppio sistema per evitare le fuoriuscite.

vivi il tuo tempo libero in sicurezza  
in piscina e al mare!



Tecnologia Ospedaliera srl  
Via Liguria, 61 - 37060 Sona (VR)  
Tel. +39 045 8510744  
[www.tecnologiaospedaliera.it](http://www.tecnologiaospedaliera.it)

# Linea Incontinenza - protezione della persona

HIGIENIC PANTS SWIMMY - Costume da bagno per incontinenti

Novità



## USO

Raccomandato in caso di incontinenza urinaria e/o fecale per coloro che svolgono attività in acqua, in piscina o al mare.

## CARATTERISTICHE

La parte interna del costume è costituita da uno slip contenitivo con 2 efficaci sistemi di sigillatura: un cordoncino elasticizzato e regolabile, ed un nastro siliconato intorno alla vita e al giro coscia. Grazie ad una perfetta aderenza alla pelle, il sistema di sigillatura impedisce efficacemente ogni tipo di fuoriuscita. DM CLASSE 1.

## COMPOSIZIONE


Parte esterna: lycra - colore nero

Parte interna: cotone e poliuretano.

## DETTAGLIO DEL SISTEMA DI SIGILLATURA

Cordoncino elasticizzato

Nastro siliconato



\* per esigenza di rappresentazione l'interno è bianco, ma il prodotto viene commercializzato con lo slip contenitivo nero.

## GUIDA ALLE TAGLIE

È molto importante che il costume venga acquistato nella misura corretta per garantire una completa aderenza dello slip contenitivo alla vita e al giro coscia. È consigliabile prendere le misure direttamente a contatto con la pelle come segue: giro vita (a circa 2 cm sotto l'ombelico) e giro coscia (a circa 10 cm dall'inguine).

TAGLIA UNISEX - CODICE: 2340		
Misure	Giro Vita (cm)	Giro coscia (cm)
5	61-89	46-58
6	65-94	50-62
7	69-99	54-66
8	73-103	58-70
9	77-111	62-74
10	83-116	66-78

TAGLIA BAMBINI - CODICE: 2341		
Altezza (cm)	Giro Vita (cm)	Giro coscia (cm)
116	45-59	29-36
128	48-62	33-40
140	52-66	37-44
152	56-71	41-49
164	61-77	45-54

## ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Dopo un eventuale bagno in piscina si consiglia un abbondante risciacquo con acqua corrente per evitare che il cloro rovini il costume. Lavabile fino a 40°.



# Linea Incontinenza - protezione della persona

HIGIENIC PANTS SWIMMY SLIP - Slip contenitivo per costume da bagno

Novità



## USO

Raccomandato in caso di incontinenza urinaria e/o fecale per coloro che svolgono attività in acqua, in piscina o al mare. Si indossa come un normale slip sotto al proprio usuale costume da bagno a pantaloncino.


## CARATTERISTICHE

Lo slip contenitivo ha 2 efficaci sistemi di sigillatura: un cordoncino elasticizzato e regolabile, ed un nastro siliconato intorno alla vita e intorno al giro coscia. Grazie ad una perfetta aderenza alla pelle, il sistema di sigillatura impedisce efficacemente ogni tipo di fuoriuscita.

DM CLASSE 1.

## COMPOSIZIONE

Cotone e poliuretano.



\* Per esigenze di rappresentazione lo slip contenitivo viene raffigurato bianco, ma il prodotto viene commercializzato nel colore nero.

Lo slip contenitivo può essere indossato sotto al proprio usuale costume da bagno.

A destra alcuni esempi.



## GUIDA ALLE TAGLIE

È molto importante che il costume venga acquistato nella misura corretta per garantire una completa aderenza dello slip contenitivo alla vita e al giro coscia. È consigliabile prendere le misure direttamente a contatto con la pelle come segue: giro vita (a circa 2 cm sotto l'ombelico) e giro coscia (a circa 10 cm dall'inguine).

TAGLIA UNISEX – CODICE: 2350		
Misure	Giro Vita (cm)	Giro coscia (cm)
5	61-89	46-58
6	65-94	50-62
7	69-99	54-66
8	73-103	58-70
9	77-111	62-74
10	83-116	66-78







TAGLIA BAMBINI – CODICE: 2351		
Altezza (cm)	Giro Vita (cm)	Giro coscia (cm)
116	45-59	29-36
128	48-62	33-40
140	52-66	37-44
152	56-71	41-49
164	61-77	45-54

## ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

Dopo un eventuale bagno in piscina si consiglia un abbondante risciacquo con acqua corrente per evitare che il cloro rovini lo slip contenitivo. Lavabile a 40°.



# ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA INCONTINENZA

	Modello	Tipo di incontinenza	Livello di incontinenza	Pannolino Necessario	Caratteristiche
Slip SICLA	 <p>incontinenza leggera Slip SICLA®</p>	<p>URINARIA</p> <p>incontinenza da stress e/o post interventi chirurgici in urologia e ginecologia</p>	<p>Leggera</p> 	NO	<p>Dotato di uno speciale assorbente, traspirante, ipoallergenico, molto sottile. Lascia una confortevole sensazione di asciutto.</p> <p>Si indossa come un normale slip, aderisce al corpo, permette la massima libertà di movimento ed è quindi adatto alla vita attiva.</p> <p>Modello uomo e donna.</p>
Slip SICLA STRONG	 <p>incontinenza media Slip SICLA STRONG®</p>	<p>URINARIA</p>	<p>Media</p> 	<p>Sì</p> <p>si utilizza insieme a 1 pannolino rettangolare o sagomato che può avere diversi gradi di assorbenza</p>	<p>Dotato di un inserto impermeabile soffice e traspirante. Le due ali interne consentono una facile introduzione dell'assorbente e aiutano a mantenerlo nella posizione corretta.</p> <p>Si indossa come un normale slip, aderisce al corpo, permette la massima libertà di movimento ed è quindi adatto alla vita attiva.</p> <p>Modello unisex.</p>
Slip STANDARD	 <p>incontinenza grave Slip STANDARD</p>	<p>URINARIA e FECALE</p> <p>3 strati di protezione</p>	<p>Media-Grave</p> 	<p>Sì</p> <p>utilizzo con pannolini rettangolari o sagomati con livelli di assorbenza anche molto elevati</p>	<p>Dotato di una tasca interna per accogliere e trattenere il pannolino. Impermeabile, ipoallergenico e profumato.</p> <p>È presente inoltre una comoda e sicura apertura con bottoni a pressione che consente un cambio agevole ai pazienti non autonomi.</p> <p>Modello unisex.</p>

Punto vendita convenzionato:



Tecnologia Ospedaliera srl  
Via Liguria, 61 - 37060 Sona (VR)  
Tel. +39 045 8510744  
[www.tecnologiaospedaliera.it](http://www.tecnologiaospedaliera.it)