

MITICO

Le cinture per i più piccoli!

Cinture nate dalla linea di Sistemi di Postura Mitico e progettate quindi appositamente per i bambini, che necessitano in modo particolare di contenimento soprattutto a livello del bacino senza limitazione dei movimenti. Sono, tuttavia, adatte anche ai ragazzi di taglia minuta.

Morbide, colorate e molto funzionali, sono realizzate accorpando un'imbottitura traspirante in Dacron® a uno strato di Sanygenical trattato in Hygienical, un tessuto che consente di mantenere nel tempo le caratteristiche di igiene, molto importanti particolarmente per questa linea di cinture.



Pratiche, veloci da posizionare, molto resistenti, queste cinture hanno la particolarità di non limitare i movimenti ed allo stesso tempo di offrire il massimo del contenimento: per questo sono destinate ai più piccoli!



Il rivestimento esterno, molto colorato ed allegro, attira l'attenzione del bambino anche attraverso le sensazioni tattili che i diversi tessuti combinati rimandano.

AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL TRONCO

**BRETELLE CON CINTURA A 45°
codice 870301/2**

Speciale modello di bretelle dotato di cintura a 45°: la morbida imbottitura a livello del torace ne consente il contenimento senza ostacolare i movimenti del bambino, mentre la cintura a 45° evita lo scivolamento del bacino e mantiene le bretelle nella corretta posizione.



**PETTORINA CON BRETELLE
codice 870311/2**

Questa è una pettorina molto confortevole e funzionale, dotata di zip anteriore per consentire il trasferimento del bambino senza sganciarla dalla poltroncina. La sua particolare forma lascia libera la zona diaframmatica ma assicura un contenimento sicuro anche in caso di scarso controllo del tronco.



**PETTORINA CON BRETELLE
codice 881111/2/3 blu**

Speciale pettorina realizzata con un tessuto imbottito in Dacron® e rivestito nella parte a contatto con l'utilizzatore in Gore, un tessuto lavabile ed impermeabile ma molto traspirante.

La struttura contenitiva confortevole per l'utilizzatore, ha una particolare conformazione che lascia libera la regione diaframmatica controllando la parte alta del bacino. Dotata di apertura anteriore con zip, che consente di trasferire più facilmente il bambino senza dover sganciare il pad della pettorina dalle cinghie fisse sull'ausilio.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
BRETELLE CON CINTURA A 45°	870301	piccola	cm 25x6,5
	870302	media	cm 30x6,5
PETTORINA CON BRETELLE	870311	piccola	cm 27x28
	870312	media	cm 34x38
	881111	piccola	cm 25x28
	881112	media	cm 32x34
	881113	grande	cm 36x39

AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL BACINO

DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA
codice 870321/2

Molto confortevole e non "costrittivo", consente di agire sulla divaricazione facilitando l'intervento su eventuali asimmetrie e stabilizzando meglio il bacino del bambino.



DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA blu
codice 881391/2/3

Realizzato in tessuto imbottito e rivestito internamente in Gore, impermeabile e traspirante, questo divaricatore risulta molto confortevole per il bambino.

La regolazione indipendente delle due fasce di contenimento permette di intervenire facilmente sulle eventuali asimmetrie, controllando la divaricazione e stabilizzando il bacino del bambino.



CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI CON PAD E FIBBIA IN PLASTICA
codice 870303/4

Una cintura che permette il controllo puntuale del bacino senza costrizioni per il bambino.

Infatti, con due punti di aggancio al sistema di postura o della carrozzina, impedisce lo scivolamento in avanti in modo puntuale senza opprimere il bambino, che mantiene quindi la libertà di muoversi.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	PESO DELLA PERSONA
DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA	870321	piccola	da kg 15 a kg 30
	870322	media	da kg 25 a kg 50
DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA BLU	881391	piccola	da kg 15 a kg 35
	881392	media	da kg 25 a kg 55
	881393	grande	da kg 40 a kg 80

DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
CINTURA PELVICA A 45°	870303	piccola	cm 12x6,5
	870304	media	cm 16x6,5



INDICAZIONI

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza del bambino. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori, scegliete in base

alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme del bambino e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

PESO KG	9/14	11/17	14/20	17/23	21/28	25/35	30/45	37/55	45/65
ALTEZZA CM	80	90	100	110	120	130	140	150	160
PICCOLA									
MEDIA									

COME EFFETTUARE UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Tutte le parti possono essere lavate ad acqua, a bassa temperatura (max 40°) a mano o in lavatrice con programma per tessuti delicati. Evitare l'uso di solventi o detersivi aggressivi, che possono danneggiare le cinghie e le parti in plastica, compromettendone la funzionalità.

Il tessuto dei pad e delle pettorine è trattato Hygienical®; il trattamento è permanente e non si perde con i lavaggi, purché vengano rispettate le indicazioni.

ATTENZIONE:

nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile.

Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.