

TECNICA

È una serie che possiamo definire **sportiva** sia per l'immagine **grintosa** dei modelli che per i materiali impiegati e per le speciali caratteristiche costruttive che permettono un controllo più accentuato dell'atteggiamento posturale.

I pad con imbottitura in cellula chiusa (morbidi ma sostenuti) e sapienti inserti elastici accrescono il comfort, danno una controllata libertà di movimento e mantengono "sempre a posto" le cinture.

All'interno, dal lato verso la persona, ogni pad è rivestito in Sanygenical trattato in Hygienical, per garantire le caratteristiche di igiene anche con un uso prolungato.

In questa linea troverete alcuni modelli anche nella versione con fibbia di sicurezza, specificatamente progettati per l'impiego su carrozzine elettroniche.



Gli inserti elastici posizionati all'altezza delle spalle assicurano una libertà di movimento più controllata e mantengono la cintura sempre nella corretta posizione.



**AUSILI PER IL CONTROLLO
POSTURALE DEL TRONCO**

**BRETELLE CON CINTURA A 45°
codice 413001/2/3/4/5**

Bretelle adatte a soddisfare le esigenze di diversi utilizzatori, dalle taglie molto piccole alle grandi.

L'inserto elastico a livello delle spalle permette di eseguire dei movimenti controllati ed offre un sostegno sicuro. Sono quindi adatte a persone "attive", che necessitano di una maggiore libertà nei movimenti associata sempre ad un adeguato controllo.



**BRETELLE SAGOMATE
codice 413101/2/3**

Modello speciale di bretelle che lascia ampio spazio a livello della zona del collo, pur essendo adeguatamente contenitive: sono, infatti, caratterizzate da pad sagomati che seguono il torace con precisione, offrendo un comfort maggiore.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
BRETELLE CON CINTURA A 45°	413001	extra piccola	cm 25x4,5
	413002	piccola	cm 35x4,5
	413003	media	cm 38x5,5
	413004	grande	cm 45x5,5
	413005	extra grande	cm 53x5,5
BRETELLE SAGOMATE	413101	media	cm 35x6,5
	413102	grande	cm 42x6,5
	413203	extra grande	cm 48x6,5

PETTORINA A FARFALLA
codice 413201/2/3

Una pettorina dal disegno particolare, pensata per non comprimere le forme femminili e realizzata con tutti gli accorgimenti tipici di questa Linea, come l'insero elastico ad altezza dello sgancio, per ottenere un sostegno efficace e confortevole. Risulta molto apprezzata anche dagli utilizzatori più attivi o sportivi, che amano comfort e praticità associato ad un controllo sicuro.



PETTORINA CON BRETELLE E ZIP
codice 413901A/2A/3A

Un nuovo modello di pettorina con zip anteriore, che permette all'utilizzatore di aprirla e di spostarsi dalla carrozzina senza doverla sganciare dalle cinghie fissate all'ausilio. I pad imbottiti mantengono il tronco in posizione senza comprimerlo, grazie anche agli inserti elastici a livello delle spalle, mentre la particolare sagomatura lascia libera la zona diaframmatica.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
PETTORINA A FARFALLA	413201	piccola	cm 25x20
	413202	media	cm 34x30
	413203	grande	cm 37x40
PETTORINA CON BRETELLE E ZIP	413901A	media	cm 44x34
	413902A	grande	cm 52x42
	413903A	extra grande	cm 54x52

**AUSILI PER IL CONTROLLO
POSTURALE DEL BACINO**

**CINTURA PELVICA A 45° A 2 PUNTI
CON PAD CON FIBBIA IN PLASTICA
codice 413301/2/3/4
CON FIBBIA DI SICUREZZA
codice 413502/3/4**

Cintura con due punti di aggancio al telaio della carrozzina e pad imbottiti in cellula chiusa scorrevoli sulla cinghia, che possono essere posizionati in modo preciso dove si ha più necessità. Disponibile nella versione con fibbia di plastica o di sicurezza, quest'ultima utile quando si necessita di un contenimento più sicuro, ad esempio se utilizzata su carrozzine elettriche o a motore a scoppio.



**CINTURA PELVICA A 45° A 4 PUNTI
CON PAD CON FIBBIA IN PLASTICA
codice 413601/2/3/4
CON FIBBIA DI SICUREZZA
codice 413702/3**

Cintura dotata di due pad imbottiti scorrevoli sulla cinghia principale e quattro punti di aggancio alla carrozzina, che permettono di distribuire meglio la tensione e di mantenere il più corretto posizionamento della cintura. In caso di utilizzo con carrozzine elettriche o a motore a scoppio consigliamo l'utilizzo della versione con fibbia di sicurezza.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI CON PAD FIBBIA IN PLASTICA	413301	piccola	cm 12x4,2
	413302	media	cm 16x4,2
	413303	grande	cm 21x6,5
	413304	extra grande	cm 27x6,5
CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI CON PAD FIBBIA DI SICUREZZA	413502	media	cm 16x6,5
	413503	grande	cm 21x6,5
	413504	extra grande	cm 27x6,5
CINTURA PELVICA A 45° A QUATTRO PUNTI CON PAD FIBBIA IN PLASTICA	413601	piccola	cm 12x4,2
	413602	media	cm 16x4,2
	413603	grande	cm 21x6,5
	413604	extra grande	cm 27x6,5
CINTURA PELVICA A 45° A QUATTRO PUNTI CON PAD FIBBIA DI SICUREZZA	413702	media	cm 16x6,5
	413703	grande	cm 21x6,5
	413704	extra grande	cm 27x6,5

CINTURA PELVICA A 45° A 2 PUNTI CON FIBBIA DI SICUREZZA, SENZA PAD
codice 413404

Cintura con due punti di aggancio al telaio della carrozzina e fibbia di sicurezza che la rende particolarmente idonea a carrozzine elettriche o a motore a scoppio. Disponibile in unica misura, extra grande, che può essere ridotta dall'utente semplicemente tagliandola.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	LUNGH. CINGHIA
CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI CON FIBBIA DI SICUREZZA, SENZA PAD	413404	extra grande	cm 170





INDICAZIONI

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza dell'utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori, scegliete in base

alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

ALTEZZA CM	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
PESO KG	9/14	11/17	14/20	17/23	21/28	25/35	30/45	37/55	45/65	54/75	63/85	70/95
PICCOLA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MEDIA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GRANDE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EXTRA GRANDE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

COME EFFETTUARE UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Tutte le parti, con la sola eccezione delle fibbie di sicurezza, possono essere lavate ad acqua, a bassa temperatura (max 40°) a mano o in lavatrice con programma per tessuti delicati. Evitare l'uso di solventi o detersivi aggressivi, che possono danneggiare le cinghie e le parti in plastica, compromettendone la funzionalità. Il tessuto dei pad e delle pettorine è trattato Hygienical®; il trattamento è permanente e non si perde con i lavaggi, purché vengano rispettate le indicazioni.

ATTENZIONE:

nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile.

Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.