



2019


schuchmann[®]
by **ottobock.**

Legenda

Chiari e concisi.

 Indoor	 Inclinazione seduta (-) 5° - 15°
 Outdoor	 Profondità seduta 16-35 cm
 Umidità	 Larghezza seduta 17-40 cm
 Auto	 Altezza gomito 41-98 cm
 Portata massima max. 60 kg	 Altezza manopola 30-88 cm
 Inclinazione (-) 15° - 30°	 Lunghezza gambe 30-95 cm
 Reclinazione (-) 5° - 15°	 Altezza 85-185 cm
 Bascula (-) 5° - 37°	 Altezza di accesso 16-23 cm
 Altezza seduta 25-62 cm	 Classificazione GMFCS Levels I-III



Se desideri possiamo personalizzare il tuo ausilio per la seduta, ricamando sull'imbottitura dello schienale il tuo nome.

Le nostre icone ti mostrano come e dove puoi utilizzare i nostri ausili.

Puoi capire al primo sguardo se i nostri prodotti sono pensati per l'uso in ambiente interno o esterno e come possono adattarsi alle tue misure ed esigenze.



Ciao!

siamo Miriam e Torsten Schuchmann. La nostra azienda familiare ha più di 30 anni di esperienza nella produzione e vendita di ausili per la riabilitazione pediatrica.

Aiutare i bambini con disabilità è un lavoro che ci coinvolge personalmente e che cerchiamo di fare il meglio possibile, creando prodotti che siano adattabili perfettamente a te.

Cosa ci ispira.

La ragione che ci ha spinto a dirigere i nostri sforzi verso la riabilitazione pediatrica ha origine nella nostra famiglia: abbiamo infatti un'esperienza personale nella disabilità e per questo comprendiamo in pieno le sfide legate ad una persona con disabilità grave.

Quando la sorella di Miriam era piccola, lo sviluppo di dispositivi per la riabilitazione pediatrica era ai suoi inizi. I suoi genitori sapevano cosa migliorare per facilitare la sua partecipazione alla vita quotidiana e questo portò alla nascita dell'azienda Schuchmann.

Le nostre idee.

Il nostro scopo è supportare i bambini con disabilità così che diventino più mobili e indipendenti, ma allo stesso tempo il nostro obiettivo ha implicazioni importanti a lungo termine. Nel frattempo il nostro team di oltre 120 persone lavora a stretto contatto con rivenditori, dottori e terapisti, così che riusciamo davvero a capire nel profondo le necessità dei bambini e delle loro famiglie: un processo in continuo movimento.

I nostri prodotti sono più che semplici prodotti: sono compagni di vita. E non da ultimo, vogliamo che creino reali innovazioni che soddisfino appieno le esigenze in termini di funzionalità, design e sicurezza. Per cui, se hai domande o idee da sottoporci riguardanti i nostri prodotti, il team Schuchmann sarà ben felice di ascoltarti.



GMFCS.

Per trovare il giusto compagno di giochi.

GMFCS è una classificazione delle abilità motorie di bambini e giovani adulti. I dottori e i terapisti la utilizzano per classificare il grado di invalidità motoria di bambini con paralisi cerebrale. Sono state definite 5 categorie, dal livello 1 al livello 5. Ogni livello illustra come e se i bambini sono in grado di muoversi indipendentemente o se necessitano di ausili e supporto fisico.

GMFCS tra i 6 e i 12 anni:

GMFCS livello I



Il bambino è in grado di camminare autonomamente a casa, a scuola, in ambiente esterno e nelle aree limitrofe. Il bambino può salire e scendere da marciapiedi senza bisogno di ausili ed è in grado di salire le scale senza reggersi al corrimano. Correre e saltellare è possibile, ma la velocità, l'equilibrio e la coordinazione sono limitate. Il bambino può partecipare alle attività fisiche e agli sport in funzione alle sue esigenze personali e alle condizioni ambientali.

GMFCS livello II



Nella maggior parte dei casi, il bambino può camminare liberamente, ma incontra difficoltà sulle lunghe distanze, su terreni sconnessi, in caso di discese,

in caso di affollamento, su sentieri stretti o se devono trasportare oggetti. Il bambino può salire e scendere le scale tenendosi al corrimano, o in mancanza di questi ultimi può farcela se supportato. In ambiente esterno e in aree limitrofe è in grado di camminare con supporto fisico oppure aiutandosi con un ausilio; sulle lunghe distanze usano una carrozzina. Correre e saltare sono limitati nei casi migliori. Le restrizioni nell'esecuzione di attività fisiche possono rendere necessari adattamenti che consentano al bambino di partecipare alle attività fisiche e allo sport.

GMFCS livello III



Il bambino di solito è in grado di camminare in ambiente interno un deambulatore. Quando è seduto, può avere necessità di una cintura per raddrizzare le pelvi e che gli dia equilibrio. Nel passaggio dalla posizione seduta a quella eretta, è necessaria assistenza fisica da parte di una persona o di una superficie di supporto. Sulle lunghe distanze il bambino necessita di carrozzina. Il bambino può essere in grado di salire e scendere le scale tenendosi al corrimano, sotto supervisione o con l'aiuto fisico. Le limitazioni al cammino possono rendere necessari adattamenti oppure carrozzine manuali o elettriche, che consentano la partecipazione alle attività fisiche agli sport.

GMFCS livello IV



Il bambino utilizza metodi per muoversi che normalmente richiedono supporto fisico o l'uso di una carrozzina elettrica. Il bambino necessita di dispositivi di seduta per il controllo del tronco e delle pelvi; il supporto fisico è necessario per la maggior parte dei trasferimenti. A casa, il bambino si sposta sul pavimento (strisciando o gattonando), cammina per brevi distanze con supporto fisico o utilizzando dispositivi elettrici. Quando il bambino è messo in posizione eretta, può utilizzare un deambulatore sia a casa che a scuola. A scuola, in ambienti esterni e limitrofi, il bambino viene spinto in carrozzina manuale o utilizza una carrozzina elettrica. A causa delle limitazioni al movimento, sono necessari adattamenti per consentire attività fisica o la partecipazione allo sport, incluso il supporto fisico e/o una carrozzina elettrica.

GMFCS livello V



Il bambino è sempre trasportato in carrozzina, in tutte le situazioni. Il bambino ha limitazioni nella possibilità di mantenere eretta la testa e il tronco e di effettuare movimenti degli arti.

Dispositivi per la postura sono utilizzati per migliorare la posizione del capo, le posture seduta, eretta e/o la mobilità, ma le limitazioni esistenti non possono essere compensate dagli ausili utilizzati.

I trasferimenti richiedono l'aiuto di un adulto. A casa i bambini sono in grado di muoversi sul pavimento per brevi distanze oppure sono trasportati da un adulto. Il bambino può essere in grado di muoversi indipendentemente tramite una carrozzina elettrica debitamente adattata in termini di postura e comandi. Le restrizioni alla mobilità rendono necessari adattamenti per consentire al bambino di partecipare ad attività fisiche e agli sport, incluso il supporto fisico e gli ausili elettrici per la mobilità.

GMFCS

Abbiamo assegnato il livello GMFCS di ognuno dei nostri prodotti, per aiutarti nella scelta dell'ausilio per le esigenze di tuo figlio. La classificazione è una mera indicazione, che può variare da bambino a bambino.



GMFCS
I-IIIkg
max. 60

(-)3°-17,5°

(-)5°-15°

16-40 cm

17-40 cm

Io sono il tuo seggiolone per tutti i giorni.

Io favorisco una seduta attiva e in questo modo ti supporto nel tuo sviluppo. La cosa bella è che, indipendentemente da quanto tu sia alto, io comunque cresco con te.

Per poterti sedere comodamente al tavolo con i tuoi fratelli più grandi, si possono spostare seduta e pedana verso l'alto o verso il basso, avanti o indietro. Sono stato costruito in legno con tanto amore: come sto bene con gli altri mobili di casa!

E grazie ai miei tanti accessori, puoi personalizzarmi secondo le tue necessità.







Regolazione in altezza rapida

grazie ai profili in alluminio inseriti nelle guide.



Regolazione in inclinazione rapida

tramite cinghietto





Dati tecnici	Mis. 0 vers. scuola	Mis. 0	Mis. 1 vers. scuola	Mis. 1	Mis. 2
Larghezza di seduta	17 - 28 cm	17 - 28 cm	20 - 35 cm	20 - 35 cm	30 - 40 cm
Profondità di seduta	16 - 26 cm	16 - 26 cm	25 - 35 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
Altezza seduta max.	45 cm	65 cm	45 cm	65 cm	65 cm
Altezza schienale	25 cm	25 cm	29 cm	29 cm	34 cm
Inclinazione schienale	(-)3° - 17,5°				
Inclinazione seduta	(-)5°, 0°, 7,5°, 15°				
Inclinazione pedana	(-)5°, 0°, 7,5°, 15°				
Altezza pedana minima	13 cm* / 18 cm** / 21 cm***				
Altezza pedana minima (per pedana regolabile in inclinazione)	8 cm* / 13 cm** / 16 cm***				
Portata massima	30 kg	30 kg	45 kg	45 kg	60 kg
Peso	9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg
Registrazione ministeriale	1271366 - 1271369/R				

Lughezza gambe massima. = Altezza seduta massima - altezza pedana minima * senza rotelle, ** con rotelle da 50 mm, *** con rotelle da 75 mm



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
III-Vkg
max. 50

(-)5° - 25°

(-)5° - 37°

15 - 42 cm

46 - 58 cm

16 - 38 cm

**Io sono il seggiolone che cresce con te.**

Trovo che sia molto bello poterti accompagnare nella crescita. Per questo motivo mi hanno fatto in 4 misure. La cosa bella è che, tramite una leva, il mio sedile si può inclinare dolcemente, così tanto che tu ti puoi distendere e rilassare. Inoltre posso alzarmi e abbassarmi così che tu sia sempre all'altezza giusta.





Maniglione

per semplificare gli spostamenti.

Schienale

composto di 2 parti, è regolabile in altezza e inclinazione.

Cinghia pelvica

fornisce una gran stabilità.

Telaio

compatto ed estremamente stabile.

Pedale

per la regolazione in altezza.

Poggiatesta

regolabile in altezza, profondità e inclinazione.

Pelotte per il tronco

forniscono stabilità al tronco e consentono una posizione eretta.

Tavolino

offre molto spazio per le attività.

Seduta

è regolabile a piacimento.

Pedana

per una posizione confortevole dei piedi.

Ruotine

disponibili in diverse misure per favorire gli spostamenti.



Colore del telaio ● Antracite metallic

● Grigio RAL 7047



Dati tecnici	Mis. 0	Mis. 1	Mis. 1b	Mis. 2
Profondità di seduta	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
Larghezza di seduta	16 - 26 cm	20 - 30 cm	20 - 30 cm	28 - 38 cm
Altezza dello schienale basso	35 - 43 cm	35 - 43 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
Altezza dello schienale alto	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 - 63 cm	53 - 63 cm
Altezza seduta da terra	46 - 58 cm			
Altezza seduta da terra con telaio ribassato	35 - 40 cm	35 - 40 cm	-	-
Lunghezza gambe	17 - 24 cm	22 - 32 cm	27 - 38 cm	30 - 48 cm
Ingombro in larghezza	45 cm	45 cm	53 cm	53 cm
Lunghezza telaio	66 cm	66 cm	77 cm	77 cm
Basculazione	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°
Reclinazione schienale	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
Portata massima	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
Peso	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg
Registrazione ministeriale	807468/R			



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
III-V

Io sono il tuo sistema di postura.

Che sia al tavolo della colazione o nell'angolo giochi, ti porto all'altezza giusta, su e giù, come è meglio per te e con facilità, grazie alla molla a gas; poi se vuoi, mi basculo avanti e indietro. In questo modo mi adatto al tuo corpo e ai tuoi gusti: sono infatti disponibile in tanti bei colori. Lo sapevi già che lo schienale è divisibile? In questo modo puoi allenare i muscoli della schiena per stare più facilmente dritto.





madita-fun.



Con una leva puoi sganciare la parte superiore dello schienale. Così hai più libertà di muoverti.



Colori del telaio ● Antracite metallic

● Grigio RAL 7047



Dati tecnici	Mis. 0	Mis. 1	Mis. 1b	Mis. 2
Profondità di seduta	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
Larghezza seduta	16 - 26 cm	20 - 30 cm	20 - 30 cm	28 - 38 cm
Altezza con schienale basso	35 - 43 cm	35 - 43 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
Altezza con schienale alto	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 - 63 cm	53 - 63 cm
Altezza seduta da terra	25 - 62 cm			
Altezza seduta con pistone elettrico	32 - 62 cm			
Altezza seduta con pistone idraulico	27 - 63 cm			
Lunghezza gambe	17 - 24 cm	22 - 32 cm	27 - 38 cm	30 - 48 cm
Ingombro in larghezza	52 cm	54 cm	64 cm	64 cm
Ingombro in lunghezza	58 cm	61 cm	75 cm	75 cm
Basculazione	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°
Reclinazione schienale	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
Portata massima	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
Peso	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg
Registrazione ministeriale	807467/R			



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi sono disponibili nella scheda d'ordine.



madita-fun mini.

Piccolo, ma in gamba.

GMFCS
III-V

kg
max. 20



(-)5° - 25°

(-)5° - 42°

12-19 cm

25-62 cm

14-22 cm

Io sono il sistema di postura per quando sei piccolo piccolo.

Ti do tutta la sicurezza che meriti e ti porto all'altezza dei tuoi piccoli amici e poi mi posso rialzare così da poterti avvicinare ad ogni tavolo; se poi vuoi, ti riporto nuovamente a terra per riprendere i tuoi giochi. La mia seduta ha diverse opzioni, anche per assecondare il tuo colpo di vento o la tua esigenza di abduzione. In più posso avere uno schienale allargato per contenere più facilmente le tue braccia.






madita-fun mini.



Personalizzabile come vuoi tu: oltre al cuscino piano standard, puoi scegliere una seduta profilata o anche una seduta interamente regolabile con guide per le cosce interne ed esterne integrate.



Ideale per
i più piccoli.



Dati tecnici	madita-fun mini.
Profondità di seduta	12 - 19 cm
Larghezza seduta	14 - 22 cm
Altezza schienale basso	28 - 33 cm
Altezza schienale alto	30 - 35 cm
Altezza seduta da terra	25 - 62 cm
Lunghezza gambe	12 - 22 cm
Ingombro in larghezza	52 cm
Ingombro in lunghezza	58 cm
Basculazione	(-)5° - 37° / 0° - 42°
Reclinazione schienale	(-)5° - 25°
Portata massima	20 kg
Peso	16 kg
Registrazione ministeriale	807467/R



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi
sono disponibili nella scheda d'ordine.



madita maxi.

Per i più grandi.

GMFCS
III-V

kg
max. 120



(-)5° - 25°

(-)5° - 30°

36-47 cm

48-60 cm

34-44 cm



Io sono il tuo solido accompagnatore.

Sono l'accompagnatore quotidiano di teenager e adulti. Che sia l'ora di pranzare, dei compiti o dell'ora di lettura, io faccio in modo che tu sia seduto sempre in posizione ottimale. La mia struttura irrobustita e le dimensioni più generose garantiscono una grande stabilità, per sopportare sollecitazioni più elevate. La mia seduta anatomica aiuta a tenere il bacino in posizione ed evita che tu possa scivolare in avanti.





madita maxi.

Maniglione

per favorire gli spostamenti.

Pelotte per il tronco

regolabili per darti una posizione stabile e confortevole.

Braccioli

sono dotati di poggibraccia larghi e si possono regolare in altezza, larghezza ed inclinazione.

Pedale

per la regolazione della bascula.

Ruotine doppie

facilitano gli spostamenti.

Poggiatesta
regolabile in altezza.

Schienale
regolabile.

Guide per le cosce
possono essere regolate in larghezza.

Cuneo di abduzione
per contenere le ginocchia.

Base Hi-Low
pensata per essere solida e robusta.

Semplice e pratico:
puoi mettere i piedi sulla
pedana estraibile oppure
metterli direttamente a terra e
spingerti.

**Montaggio
semplice!**

Colore telaio



Antracite metallic



Dati tecnici	misura maxi.
Profondità di seduta	36 - 47 cm
Larghezza seduta	34 - 44 cm
Altezza schienale basso	40 cm / 48 cm
Altezza schienale alto	48 cm / 56 cm
Altezza seduta	48 - 60 cm
Lunghezza gambe	18 - 45 cm
Ingombro in larghezza	64 cm
Ingombro in lunghezza	80 cm
Basculazione	(-)5° - 30°
Reclinazione schienale	(-)5° - 25°
Portata massima	120 kg
Peso	26 kg
Registrazione ministeriale	807468/R

Una seduta corretta in modo semplice: grazie allo schienale e alla seduta anatomici, il tuo bacino viene supportato in maniera confortevole.

Schienale e seduta anatomici.



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
IV-Vkg
max. 100

(-)0°-50°

(-)0°-18°

115-165 cm

**Io sono il tuo sistema di postura sdraiata e seduta, completamente su misura.**

Grazie al materasso sotto vuoto perfettamente formabile, ti metto in una posizione così comoda che non avverti né pressioni, né alcun dolore, ma anzi ti senti molto sicuro e stabile. E sono pure facile da utilizzare: puoi regolare l'altezza e l'inclinazione sia dello schienale che della pedana. In questo modo perfino sedersi diventa così semplice! Lo sapevi che sono inaspettatamente leggera da spingere e movimentare? Così possiamo facilmente muoverci insieme, in ogni corridoio.







**Su di me puoi sdraiarti, ma non solo,
perchè puoi anche sederti comodamente.
Così puoi osservare il mondo attorno a te e
farti coinvolgere ogni volta che lo desideri.**



L'altezza della seduta e l'angolo schienale sono regolabili elettricamente.



Pompa elettrica per il materasso Vakuum.



Dati tecnici della base	
Altezza del piano di seduta da terra	53 - 79 cm
Reclinazione schienale	0° - 50° (rispetto al piano orizz.)
Inclinazione supporto seduta	0° - 18°
Inclinazione supporto per le gambe	0° - 50° (rispetto al piano orizz.)
Larghezza utile indicativa	ca. 64 cm
Portata massima	100 kg
Peso	44 kg



Misure disponibili	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3
Larghezza	60 cm	70 cm	70 cm
Lunghezza supporto per capo/tronco	45 cm	60 cm	75 cm
Lunghezza supporto seduta	35 cm	35 cm	35 cm
Lunghezza supporto per le gambe	35 cm	45 cm	55 cm
Lunghezza totale	115 cm	140 cm	165 cm
Altezza delle guide laterali	12 cm	12 cm	12 cm



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
III-Vkg
max. 60

90°-108°

0°/15°

25-40 cm

28-36 cm

**Sono il tuo seggiolino rotante per**

auto. Adoro viaggiare in auto: anche tu? E allora portami con te. Con me ti sentirai tranquillo, perchè mi hanno sottoposto a tanti test e hanno visto che sono estremamente sicuro, sia sul sedile passeggero, che sui sedili posteriori. E per rendere più semplice la vita ai tuoi genitori, posso ruotare di 90°, così tutto è più facile quando ti mettono a sedere su di me. Una mia grande qualità? Posso essere modificato a piacere, per venire incontro alle tue esigenze. Così nessuno mi può imitare.

Con fantastici
accessori!



Rivestimenti

rimovibili e lavabili.

Pelotte toracali

consentono una posizione di seduta rilassata e stabile.

Schienale

inclinabile in 3 posizioni.

Supporto sedile

con sistema di rotazione a 90°

Poggiatesta imbottito

regolabile in altezza.

Cinture

servono a supportare e aiutano il posizionamento.

Imbottiture laterali anatomiche

aiutano a supportare il tronco.

Pedana

è regolabile in altezza e rimovibile per favorire i trasferimenti.



90°

Dispositivo di rotazione

facilita i trasferimenti.

Pelotte estraibili

Colore telaio

● Nero opaco



Dati tecnici	Mis. 1		Mis. 2		Mis. 3	
	a	b	a	b	a	b
Profondità di seduta	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm
Larghezza seduta	28 cm		32 cm		36 cm	
Altezza schienale	40 cm		48 cm		56 cm	
Altezza poggiatesta	59 - 69 cm		65 - 77 cm		76 - 86 cm	
Altezza pelotte	25 - 33 cm		32 - 40 cm		36 - 44 cm	
Basculazione	0°/15°		0°/10°		0°/10°	
Larghezza al tronco	14 - 25 cm		16 - 29 cm		16 - 32 cm	
Reclinazione schienale	90° - 108°		90° - 108°		90° - 108°	
Portata massima	30 kg		45 kg		60 kg	



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi
sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
III-IV

Sono il tuo deambulatore posteriore.

Sono sempre disponibile fin dal tuo primo anno d'età. Il mio hobby preferito è camminare e dovunque tu vada, io ti seguo.

Non appena ti appoggi a me, ti accorgerai di come ti sostengo.

Il mio telaio abdotta, ti aiuta a ridurre le oscillazioni durante la camminata.

Inoltre il supporto per il bacino facilita la camminata in linea retta. Forte, non ti pare?





Supporto per il bacino
si trasforma in schienale
quando ci si siede

Supporti antibrachiali
con maniglie.

Seduta imbottita
ribaltabile all'indietro.

Telaio in alluminio
pieghevole per minimizzare gli
ingombri.

Blocchi direzionali
per consentire solo la marcia
rettilinea.

Freno anti arretramento
per bloccare gli spostamenti
all'indietro.

Ruotine in EVA
lo rendono maneggevole.



Telaio abdotto
facilita la marcia e aiuta a
minimizzare le oscillazioni.



Telaio in alluminio
pieghevole grazie alle
cerniere.

**Colore telaio
mis. 0**



**Colore telaio
mis. 1**

Telemagenta (Pink)

Azzurro cielo

**Colore telaio
mis. 2**



**Colore telaio
mis. 3 e 4**

Rosso



Bianco



Dati tecnici	Mis. 0 mini*	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3	Mis. 4
Altezza manopole	29 - 53 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
Altezza appoggi antibrachiali	-	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
Distanza tra le manopole	22 - 36 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
Altezza seduta	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Ingombro in larghezza	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm
Ingombro in lunghezza	58 cm	58 cm	70 cm	77 cm	87 cm
Altezza telaio (piegato)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Ingombro di trasporto (Lu x La x H)	58 x 52 x 37 cm	58 x 51 x 25 cm	70 x 61 x 32 cm	77 x 68 x 34 cm	87 x 75 x 37 cm
Portata massima	20 kg	30 kg	50 kg	75 kg / 70 kg	100 kg
Peso	3,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,5 kg / 98 kg	10,2 kg
Registrazione ministeriale	da 1271358/R a 1271362/R				

* Telaio non pieghevole



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.



malte outdoor.

Per l'attività all'esterno.



Freni con blocco
per una sosta sicura.

Seduta imbottita
ribaltabile all'indietro.

Telaio in alluminio
pieghevole.

Ruote piene in EVA
con freni a tamburo.

Anti arretramento opzionale
elimina i movimenti all'indietro.

Ruote
di dimensioni maggiorate
per l'uso in esterno.

Io sono il tuo deambulatore posteriore.

Esattamente come mio fratello sono sempre pronto ad accompagnarti quando vuoi davvero camminare e ti offro un grande supporto. Grazie alla mia configurazione Outdoor mi sento benissimo all'esterno e sono il perfetto accompagnatore per una passeggiata nella natura: le ruote maggiorate si adattano ad ogni terreno e i miei freni a tamburo offrono ulteriore sicurezza.



Antiribaltamento opzionale
per evitare situazioni spiacevoli.

Colore telaio
mis. 1



Colore telaio
mis. 2



Colore telaio
mis. 3





Dati tecnici	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3
Altezza manopole	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm
Altezza supporti antibrachiali	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm
Distanza tra le manopole	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm
Altezza sedile	33 cm	45 cm	60 cm
Ingombro in larghezza	56 cm	66 cm	73 cm
Ingombro in lunghezza	66 cm	75 cm	82 cm
Altezza telaio (piegato)	25 cm	32 cm	34 cm
Ingombro di trasporto (La x Lu x H)	66 x 56 x 25 cm	75 x 66 x 32 cm	82 x 73 x 34 cm
Portata massima	30 kg	50 kg	70 kg
Peso	7,1 kg	8,3 kg	9,8 kg
Registrazione ministeriale	da 1271359/R a 1271361/R		

Lo sapevi che sono uno dei pochi deambulatori omologati per l'uso in esterno? Con ruote più grandi e larghe e i freni a tamburo sono agguerrito per le grandi avventure. Formidabile!



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.





GMFCS
II-IVkg
max. 65

41-98 cm

30-88 cm

**Sono il tuo deambulatore anteriore e ti sostengo già dai tuoi primi passi.**

Non vedo l'ora, di fare i primi giri con te! Così stimolo il tuo equilibrio e contemporaneamente ti faccio allenare la muscolatura del tronco. Se hai bisogno di maggiore stabilità e sicurezza, le mie ruote posteriori si possono arretrare; viceversa, se vuoi più maneggevolezza, puoi fartele avvicinare, così puoi muoverti più agilmente. Se fai fatica a muoverti in linea retta, allora ti aiuto con il blocco delle ruote piroettanti.





Manopole

si regolano in altezza e larghezza.

Telaio in alluminio

super compatto e pieghevole nelle misure 1-2-3.

Freni a slittamento

riducono la velocità, così che tu possa concentrare completamente sulla marcia.

Cestino

offre spazio per i giochi o le bevande che ti vuoi portare in giro.

Blocco direzionale delle ruote

per favorire la marcia rettilinea.

Ruote in PU

super resistenti.



Supporti antibrachiali regolabili
per darti maggiore stabilità.

**Freni opzionali**

ti danno più sicurezza e controllo- anche in combinazione con i supporti antibrachiali.



Colore telaio mis. 0+1



Colore telaio mis. 2



Colore telaio mis. 3





Dati tecnici	Mis. 0	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3
Altezza manopole	30 - 47 cm	38 - 59 cm	53 - 75 cm	63 - 88 cm
Altezza supporti antibrachiali	41 - 58 cm	49 - 70 cm	63 - 85 cm	73 - 98 cm
Distanza tra le manopole	18 - 32 cm	22 - 36 cm	30 - 44 cm	36 - 50 cm
Altezza sedile	25 cm	30 cm	45 cm	45 cm
Ingombro in larghezza	44 cm	48 cm	62 cm	71 cm
Ingombro in lunghezza	36,5 cm	42,5 cm	57,5 cm	61 cm
Ingombro in lunghezza (telaio telescopico)	39 - 47 cm	45 - 55 cm	60 - 74 cm	65 - 79 cm
Portata massima	20 kg	30 kg	50 kg	65 kg
Peso	4,2 kg	5 kg	7,4 kg	9,1 kg
Registrazione ministeriale	1271363/R - 1271364/R - 1271365/R			



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.



momo a 3 ruote. Ci facciamo un giro?

GMFCS
Level I-V

kg
max. 120



30-98,5 cm

16-23 cm

Sono la tua bellissima bicicletta. Sono pronta a fare un giro con te, se ne hai voglia. E pedalare non è solo divertente, è anche utile per allenare e muovere le tue articolazioni, la tua muscolatura e stimolare la tua circolazione. Mi puoi scegliere nelle combinazioni più diverse, cambiando selle, manubri e colori. Non ci sono limiti alla tua età, perchè sono disponibile in diverse dimensioni dal bambino fino all'adulto.





momo a 3 ruote.



Sella
disponibile in diverse
forme e dimensioni.

Supporto per la schiena
per sostenere il tronco.

Manubrio
disponibile in diverse versioni.

Geometria ottimizzata
per una salita semplice,
buona posizione di guida
e una grande manegge-
volezza.

Trasmissione a catena
estremamente silen-
ziosa.

Cambio
dalla versione a rapporto fisso,
quella a 7 marce, fino al motore
elettrico addizionale.

Telaio ribassato di serie
consente una sfilata confortevole e
autonoma.

Telaio
in lega di alluminio,
leggera e robusta.

Ricco catalogo accessori

per il supporto ottimale e la personalizzazione, trovi ulteriori informazioni a pag. 52.



Hai scelta! Manubri, selle, supporti per i piedi, poggiatesta e differenti trasmissioni!



Colore telaio
12"



Colore telaio
16" e 20"



Colore telaio
24", 26" e 26" XL





Dati tecnici	12"	16"	20"	24"	26"	26" (XL)
Distanza dal pedale alla sella*	30 - 38 cm	42 - 57,5 cm	50 - 64,5 cm	56,5 - 73,5 cm	66,5 - 83 cm	74 - 90,5 cm
Distanza dal pedale alla sella**	33 - 41 cm	45 - 60 cm	52 - 68 cm	58 - 81,5 cm	67,5 - 91 cm	75 - 98,5 cm
Distanza dal supporto sella al telaio anteriore	33 cm	39 cm	45 cm	52 cm	58 cm	58 cm
Distanza tra le ruote ant./post. (passo)	68 cm	80 cm	91 cm	104 cm	112 cm	112 cm
Altezza minima telaio	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Lunghezza totale	102 cm	120 cm	140 cm	165 cm	178 cm	178 cm
Larghezza totale	58 cm	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Portata massima	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Peso a vuoto	12 kg	14,5 kg	17 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg
Registrazione ministeriale	1386009/R					

* con supporto sella standard / ** con supporto sella a T



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda
d'ordine.



follow me momo.

Vieni con me al lago?



Sono il tuo kit tandem. Così puoi fare le escursioni anche tu! Con me infatti la tua **momo a 3 ruote**, può essere attaccata alla bicicletta dei tuoi genitori. Tramite un adattatore si attacca a quasi ogni bicicletta e una volta montato, posso fermare la tua carrozzina senza l'uso di attrezzi – anche durante una gita, quando sei stanco oppure quando il traffico ti rende insicuro. E dopo una breve pausa puoi ricominciare nuovamente a pedalare da solo!



Preparazione del triciclo
(da effettuare una sola volta).



Con me ti attacchi in sicurezza alla bicicletta dei tuoi genitori, se sei stanco, non hai più forza per pedalare, oppure quando il traffico diventa troppo pericoloso.



follow me momo.



Peso ridotto

per un trasporto facile e leggero attaccato alla bicicletta dei tuoi genitori.

Disponibilità di vari adattatori

consentono il montaggio a quasi tutti i tipi di biciclette.

Telaio

si adatta a tutte le ruote da 26" e 28".

Piastra di aggancio

può essere regolata facilmente alla dimensione della tua ruota.

Staffa principale

per fissare gli attacchi e l'altezza da terra

Snodo

serve alla tua sicurezza. Così le due biciclette possono inclinarsi indipendentemente.





Dati tecnici	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3
Ruote della bicicletta trainante	26" - 28"	26" - 28"	26" - 28"
Ruote del triciclo	12" (16" e 20" in opzione)	16" + 20"	24" + 26"
Portata massima (peso utilizzatore)	40 kg	60 kg	80 kg
Peso	5,1 kg	5,1 kg	8,7 kg

bicicletta momo.

Sicuro in sella.

GMFCS
Level I-V



Sono la tua bicicletta per stimolare il tuo equilibrio. Quando il tempo è buono e ti invita a fare un giro intorno al lago, io ci sono. Ma una gita con me può essere molto di più: a seconda di quanto tu ti senta sicuro, è possibile regolare le rotelle da rigide a flessibili. Così puoi allenare il tuo equilibrio un po' alla volta. Inoltre sono proprio bellina: non mi distingui quasi da una classica bicicletta senza funzionalità aggiuntive.





bicicletta momo.

Manubrio
sono disponibili diverse versioni.

Tipo di cambio
da rapporto fisso al cambio a 7 marce fino alla versione elettrica.

Sella
disponibile in diverse forme e dimensioni.

Freni
dalla misura 16"
sono di serie i freni a tamburo.

Pedale
possono essere configurati a piacere.

Rotelle
si possono regolare da rigide a molto morbide.

Telaio ribassato
consente un accesso facilitato.

Un ricco catalogo accessori

per il supporto ottimale e la personalizzazione, trovi ulteriori informazioni a pag. 52.

Hai scelta! Tra molti manubri, selle, pedivelle, poggiatesta e tipi di cambio – da rapporto fisso fino a 3 marce con retromarcia!



Colore telaio 12"

● Telemagenta (Pink)

● Azzurro cielo

○ Bianco

Colore telaio 16" e 20"

● Giallo

● Blu

○ Bianco

Colore telaio 24" e 26"

● Antracite metallic

○ Bianco




**Con me puoi sviluppare il tuo equilibrio,
la tua coordinazione e la tua resistenza.**



Rotelle dinamiche

sono regolabili a seconda delle tue capacità. Regolate fisse, per darti la massima sicurezza e fiducia, nel corso della terapia possono essere regolate fino a diventare molto morbide.

Sono un sostegno in curva e nelle strade sconnesse offrono una buona trazione.



Dati tecnici	12"	16"	20"	24"	26"
Distanza tra pedali e sella*	30 - 38 cm	42 - 57,5 cm	50 - 64,5 cm	59 - 76,5 cm	71,5 - 87,5 cm
Distanza tra pedali e sella**	33 - 41 cm	45 - 60 cm	52 - 68 cm	61 - 84 cm	73 - 95 cm
Distanza dal supporto sella al telaio anteriore	33 cm	39 cm	45 cm	53 cm	58 cm
Interasse	64 cm	76 cm	89 cm	104 cm	112 cm
Lunghezza totale	99 cm	122 cm	148 cm	168 cm	178 cm
Altezza minima telaio	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm
Ingombro in larghezza	43 cm	52 cm	62 cm	71 cm	76 cm
Portata massima	35 kg	50 kg	65 kg	100 kg	100 kg
Peso	10,5 kg	13 kg	15 kg	18 kg	20 kg
Registrazione ministeriale	1386008/R				

* con supporto sella standard / ** con supporto sella a T



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.



accessori momo. Una scelta variegata.



**Manubrio ovale con
leva freno ad anello**



**Limitatore di
sterzo**



Prolunga per manubrio

	Standard	Al Gel	Con guide per le cosce	Per monoruota	Per motorino	
		Dati tecnici	Mis. 1	Mis. 2.	Mis. 3	
Standard	Larghezza		15 cm	15 cm	18 cm	Per monoruota
	Lunghezza		21 cm	24 cm	26 cm	
Al Gel	Larghezza post.		19 cm	24 cm	-	Per motorino
	Larghezza ant.		4 cm	7 cm	-	
	Lunghezza		24 cm	27 cm	-	
Con guide per le cosce	Larghezza post.		20,5 cm	24 cm	-	Per motorino
	Larghezza ant.		4 cm	4 cm	-	
	Lunghezza post.		9,5 cm	9,5 cm	-	
	Lunghezza tot.		14,5 cm	14,5 cm	-	
		Dati tecnici				Mis. 1
		Larghezza post.				11 cm
		Larghezza centro				6 cm
		Larghezza ant.				8 cm
		Lunghezza				25 cm
		Larghezza post.				26 cm
		Larghezza ant.				9,5 cm
		Lunghezza post.				12 cm
		Lunghezza tot.				25 cm

Riduttore regolabile	Riduttore	Snodo per contratture al ginocchio

	Standard	Mis. 1	Mis. 2.
		Per 12"	Per 16"
			Per 20" - 26"
	A forma di T	Per 12"	Per 16" + 20"
			Per 24" + 26"



Staffa di supporto
in 4 misure



con relativo attacco



	Mis. 1	Mis. 2.	Mis. 3	Mis. 4
Altezza massima*	20 cm	30 cm	37 cm	53 cm
Profondità	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

* misurata dalla sella Standard alla estremità superiore della pelotta



Classic



Touring



Tondo



Multifunzione

	Dati tecnici	Mis. 1	Mis. 2.	Mis. 3	Mis. 4
Classic	Larghezza	47 cm	49 cm	52 cm	58 cm
	Profondità	17 cm	17 cm	-	-
Touring	Larghezza	55 cm	58 cm	-	-
	Profondità	17 cm	17 cm	-	-
Tondo	Larghezza	40 cm	43 cm	-	-
	Profondità	17 cm	25 cm	-	-
Multifunzione	Larghezza	61,5 cm	-	-	-
	Profondità	16,5 cm	-	-	-



Pedale da corsa



Ciclette



Sandalo



Sandalo con supporto caviglia



Sandalo con supporto caviglia dinamico

Supporti per la schiena e il bacino dinamici e regolabili in larghezza



	Dati tecnici	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3
Supporto per la schiena dinamico				
Supporto per il bacino dinamico	Larghezza	20 - 30 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
Supporto per la schiena regolabile in larghezza				
Supporto per il bacino regolabile in larghezza	Larghezza	20 - 28 cm	25 - 33 cm	30 - 36 cm

Supporto per la mano



Cinghia per il tronco



Pettorina



	Dati tecnici	Mis. 0	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3
Supporto per la mano	Larghezza anteriore	8,5 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Cinghia per il tronco	Larghezza	-	5 cm	6,5 cm	7 cm
	Lunghezza	-	18,5 cm	25,5 cm	30,5 cm
Pettorina	Larghezza interna	-	8 cm	9 cm	12 cm
	Larghezza totale	-	25 cm	30 cm	34 cm
	Altezza del lato	-	10 cm	12 cm	16 cm
	Altezza totale	-	28 cm	30 cm	35 cm



Maniglia di spinta



**Guida per accompagnatore
tramite tiranti**



**Kit di rotelle per biciclette
standard**

(Larghezza di aggancio min. 120 mm)



Lo sapevi già, che la tua bicicletta o triciclo momo può essere dotata di un motore elettrico? Il supporto elettrico ti aiuta nella pedalata, quando fai fatica a partire o quando hai problemi alla muscolatura.

I nostri motori sono installati nella ruota anteriore e ti forniscono fino a 250 Watt per aiutarti quando stai per partire. Le possibilità di programmazione sono molte e una chiara formulazione dell'obiettivo che si vuole conseguire permette di trovare la configurazione più utile.

Alcuni sistemi funzionano tramite sensori di movimento, che riconoscono immediatamente la pressione sui pedali e si attivano nella modalità prevista. In alternativa si possono utilizzare sensori di forza, che non riconoscono il movimento bensì si attivano quando rilevano il superamento della forza minima prevista. E' possibile programmare parametri come lo sviluppo della forza

impressa, la modalità di partenza, il supporto e la velocità massima. Il supporto viene quindi erogato a seconda della forza impressa.

La scelta degli elementi di comando è altrettanto ampia e il sistema può essere personalizzato a piacimento. Che si tratti di manopole o tasti, attivazione tramite te o tramite un accompagnatore, la tecnica offre molteplici soluzioni. Le più moderne soluzioni per gli accumulatori e di elettronica di controllo forniscono una funzionalità eccezionale.

I motori elettrici di supporto sono il completamento ideale per il tuo tuo **triciclo momo.** e la tua **bicicletta momo.** e ti aiutano ad arrivare dove tu vuoi.

Per una consulenza personalizzata siamo volentieri a disposizione.

La potenza erogata dal motore può essere variata, in modo da avere differenti programmi.



Display

installabile sul manubrio o sul portapacchi.





GMFCS
Level III-Vkg
max. 80

75-160 cm

50-97 cm

(-)15°- 30°

**Sono il tuo stabilizzatore personale.**

Con me ti puoi esercitare star dritto sulle tue gambe. Insieme rinforziamo i tuoi muscoli, e tue ossa stimoliamo la tua circolazione sanguigna. Non aver paura, perché ti tengo saldo per tutto il tempo, anche quando ti inclini in avanti o indietro – io sono infatti regolabile in inclinazione. Tutti i miei componenti sono regolabili in altezza, profondità o inclinazione secondo le tue necessità.







Il tavolino può essere dotato di supporti per le braccia, di vaschetta e imbottitura.

Colore telaio
mis. 1



Colore telaio
mis. 2



Colore telaio
mis. 3



Il supporto per il bacino ti aiuta ad estenderti e i tuoi genitori e/o i terapeuti possono regolarlo in profondità, aiutandoti così a star più dritto.



I supporti per le ginocchia si possono regolare nelle 3 dimensioni e sono dimensionati per offrire in ogni posizione la maggior superficie di appoggio, per ridurre le pressioni e quindi i possibili fastidi.

Dati tecnici	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3
Altezza corporea	75 - 110 cm	100 - 140 cm	120 - 160 cm
Altezza del tavolino dalle pedane	48,5 - 80,5 cm	71 - 95 cm	85 - 112 cm
Regolazione della distanza tra pelotta ant e post del bacino	12 - 22 cm	16 - 28 cm	20 - 35 cm
Regolazione in profondità dell'intero supporto bacino	6 cm	6 cm	6 cm
Ingombro in lunghezza	84 cm	90 cm	100 cm
Ingombro in larghezza	57 cm	65 cm	71 cm
Abduzione delle pedane	0°-27°	0°-27°	0°-27°
Altezza del supporto bacino	45 - 60 cm	57 - 80 cm	65 - 90 cm
Altezza del supporto tronco	55 - 85 cm	75 - 110 cm	95 - 125 cm
Portata massima	40 kg	60 kg	80 kg



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
Level III-V

kg
max. 150



26-46 cm

31-48 cm

(-15°-30°)



Sono la tua confortevole sedia da doccia e da bagno

Che si tratti di lavarsi i denti o di farsi la doccia, la mia basculazione si adatta ad ogni situazione. La superficie anatomica del mio guscio ti dà il necessario appoggio, stabilizza il tuo tronco e può essere regolato in altezza. E se vuoi stare ancor più comodi sono le imbottiture, che sono rimovibili e possono essere lavate molto facilmente. Sono stata realizzata in un materiale estremamente robusto, per poterti aiutare per tanti anni. Lo sapevi che sono disponibile in 5 misure e che posso portare fino a 150 Kg?



**Sull'imbottitura rimovibile
opzionale**
puoi stare veramente comodo.




**Supporto per le braccia
rotante**
per darti ulteriore stabilità.





Vaso rimovibile
per poterla utilizzare come sedia da bagno

Nelle misure 2-4
l'apertura è maggiorata come nella figura a lato.





Dati tecnici		Mis. 0	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3	Mis. 4
Larghezza seduta anteriore		31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Larghezza seduta posteriore		26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
Profondità di seduta		31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
Altezza schienale		49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
Basculazione		(-) 5° - 30°				
Altezza minima da terra		47 - 57 cm	45 - 55 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
Ingombro in larghezza		56 cm	61 cm	63 cm	71,5 cm	74 cm
Ingombro in profondità		65 cm	65 cm	65 cm	70 cm	70 cm
Lunghezza gambe		38 cm			48 cm	
Distanza da inizio foro WC al muro		47 cm	49 cm	51 cm	54 cm	57 cm
Larghezza anteriore dell'apertura	A	10 cm				
Larghezza posteriore dell'apertura	B	12 cm	12 cm	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm
Larghezza posteriore dell'apertura*	C	-	-	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm
Portata massima		60 kg	80 kg	100 kg	100 kg	150 kg
Peso		28 kg	30 kg	33 kg	35 kg	38 kg

* vale solo per le misure 2 b, 3 b e 4 b



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda
d'ordine.



