



DEAMBULATORI

LA SELEZIONE DI AUSILI PER LA STIMOLAZIONE NATURALE DEL PASSO E IL MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE ERETTA E CORRETTA TRA LE MURA DOMESTICHE E IN AMBIENTE ESTERNO

MEYWALK 2000 108 / MEYWALK 4 110



Meywalk 2000

IL DEAMBULATORE CON SOSPENSIONI A MOLLA PER SPOSTARSI CON NATURALITÀ

Grazie alla **seduta dinamica** e alle **sospensioni a molla** che riproducono l'oscillazione delle anche e il naturale movimento ondulatorio del corpo, l'utente viene stimolato, in totale sicurezza, ad una **deambulazione naturale**. Il sistema di abbassamento della seduta permette inoltre un **comodo e semplice accesso** al deambulatore le cui infinite regolazioni si adattano a tutte le corporature. **Possibile sovvenzione da parte del Sistema Sanitario.**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stimolazione e riproduzione naturale della deambulazione / Per uso interno ed esterno / Sistema di accesso funzionale / Infinite regolazioni senza l'ausilio di strumenti.

ACCESSORI: P. 112
MAGGIORI INFO SU: medimec.it/meywalk-2000

DOTAZIONE

- DEAMBULATORE IN ACCIAIO
- ANELLO TORACICO A SCELTA TRA 5 MISURE
- MOLLE A SCELTA TRA 4 PORTATE
- SEDUTA ERGONOMICA
- FRENO POSTERIORE
- RUOTE ANTIPROETTANTI PIENE DA 8" E RUOTE POS PIENE DA 16"
- ARTICOLO A NORMA CE CERTIFICATO ISO, TÜV

ASSISTENZA TECNICA



SERVIZIO
RISOLUZIONE

VEDI ANCHE QUESTI ARTICOLI:
P. 110



L'ANELLO TORACICO E LA SEDUTA SOSTENGONO L'UTENTE E LO AIUTANO A MANTENERE UN'ALTEZZA PER ADATTARSI A TUTTE LE NECESSITÀ

MOLLE DISPONIBILI IN 4 VERSIONI A SECONDA DEL PESO DELL'UTENTE

LA STRUTTURA È REALIZZATA IN ACCIAIO TRATTATO CON POLVERE EPOSSIDICA

L'IMPUGNATURA ANTERIORE SI INCLINA CON UN MOVIMENTO COMFORTEVOL E BILANCIATO

RUOTE ANTERIORI E POSTERIORI IN GOMMA PIENA ANTI-FORATURA

LE MOLLE DISPONIBILI PER DIVERSE PORTATE RIPRODUCONO UNA DEAMBULAZIONE NATURALE



IL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DELLA SEDUTA FACILITA L'ACCESSO, IL RILASCIAMENTO DELLA SEDUTA SI REALIZZA SPINGENDO LA BARRA VERSO IL BASSO FINO A BLOCCARSI.



MOBILITÀ E UNA QUALITÀ DELLA VITA SUPERIORE



med-land-smith

UN ARTICOLO MED-LAND-SMITH. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA CE. CERTIFICAZIONE: ISO, TÜV. GARANZIA: 2 ANNI (PER LE PARTI NON SOGGETTE AD USURA).



DATI TECNICI	MEYWALK 2000 S	MEYWALK 2000 M	MEYWALK 2000 L
PORTATA MAX UTENTE	100 KG	100 KG	100 KG
DIMENSIONI TOTALI	L 68 x P 85 CM	L 68 x P 95 CM	L 68 x P 95 CM
H SEDUTA MIN - MAX	44 - 66 CM	62 - 86 CM	76 - 100 CM
H ANELLO TORACICO MIN - MAX	81 - 100 CM	93 - 117 CM	108 - 131 CM
DIAMETRO RUOTE ANT / POS	6" / 16"	8" / 16"	8" / 16"
PESO TOTALE	22 KG	25 KG	26 KG

LEGENDA: L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MAN = MANUALE; ELE = ELETTRONICO; TOLLE-RANZE = 1,5 CM. ATTENZIONE: LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO, E ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.

Meywalk 4

IL DEAMBULATORIO CON SEDUTA DINAMICA PER UTENTI CON GRAVI DIFFICOLTÀ MOTORIE

Indicato per coloro che necessitano di un ausilio per stare in piedi e camminare. La **seduta dinamica oscillante** e le **sospensioni a molla** riproducono l'oscillazione delle anche e il naturale movimento ondulatorio del corpo stimolando una **deambulazione naturale**. Il sistema di abbassamento della seduta rende **comodo e semplice l'accesso**. Possibile **sovvenzione da parte del Sistema Sanitario**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Stimolazione e riproduzione naturale della deambulazione / Per uso interno ed esterno / Sistema di accesso funzionale / Infinite regolazioni senza l'ausilio di strumenti.

ACCESSORI: P. 112

MAGGIORI INFO SU: medimec.it/meywalk-4

DOTAZIONE

- DEAMBULATORIO IN ACCIAIO
- ANELLO TORACICO A SCELTA TRA 5 MISURE
- MOLLE A SCELTA TRA 4 PORTATE
- SEDUTA ERGONOMICA OSCILLANTE
- IMPUGNATURA ANTERIORE
- FRENO POSTERIORE CON DISPOSITIVO ANTI-RETROMARCIA E REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA SUI FRENI POSTERIORI
- RUOTE ANTIPIRETTANTI PIENE DA 8" E RUOTE POS PIENE DA 16"
- ARTICOLO A NORMA CE, CERTIFICATO ISO TUV

ASSISTENZA TECNICA



SERVIZIO
TECNICO


VEDI ANCHE QUESTI ARTICOLI:
P. 108

L'ANELLO TORACICO E LA SEDUTA SOSTENGONO TUTTE LE AZIONI A TENERE LA POSIZIONE ERETTA. SONO ADATTABILI IN ALTEZZA PER ADATTARSI A TUTTE LE NECESSITÀ

L'IMPUGNATURA ANTERIORE SI INCLINA PER ASSICURARE UNA POSIZIONE COMFORTABILE E BILANCIATA

LA STRUTTURA È REALIZZATA IN ACCIAIO TRATTATO CON POLVERE EPOSSIDICA

L'IMPUGNATURA ANTERIORE E L'ANELLO TORACICO SONO RIVESTITI IN MATERIALE IDROREPELENTE E IGIEINICO FACILE DA PULIRE E DUREVOLE NEL TEMPO



MOLLE DISPONIBILI IN 4 VERSIONI A SECONDA DEL PESO DELL'UTENTE



mediland-smith

UN ARTICOLO MEYLAND-SMITH. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA CE. CERTIFICAZIONE: ISO, TUV. GARANZIA: 2 ANNI (PER LE PARTI NON SOGGETTE AD USURA).



MOBILITÀ E UNA QUALITÀ DELLA VITA SUPERIORE CON MEYWALK 4 LARGE E MEDIUM (DA SINISTRA)



IL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO DELLA SEDUTA FACILITA L'ACCESSO, LIMITANDO AL MINIMO GLI SFORZI DELL'ASSISTENTE. LA SEDUTA SI RIALZA SPINENDO LA BARRA VERSO IL BASSO FINO A BLOCCARSI



PARTICOLARE DEL SISTEMA DI MECCANICHE CHE REGOLANO I VARI ELEMENTI PER ADATTARSI ALLE ESIGENZE DELL'UTENTE



LE MOLLE POSSONO ESSERE SOSTITuite CON UNA SEMPLICE OPERAZIONE



DATI TECNICI

	MEYWALK 4 MEDIUM	MEYWALK 4 LARGE
PORTATA MAX UTENTE	130 KG	
DIMENSIONI TOTALI	L 66 x P 93 CM	L 66 x P 96 CM
LARGHEZZA INTERNA DI ACCESSO	48 CM	53 CM
H SEDUTA MIN - MAX	62 - 87 CM / 60 - 85 CM (CON SEDUTA BASE)	83 - 106 CM / 81 - 104 CM (CON SEDUTA BASE)
H ANELLO TORACICO MIN - MAX	100 - 133 CM	119 - 151 CM
MODELLI ANELLO TORACICO PER CIRCONFERENZE	FINO A 70 CM / 90 CM / 105 CM / 120 CM / 130 CM	
TIPOLOGIE ANELLO TORACICO	RIALZATO ANTERIORMENTE PER MAGGIORE SOSTEGNO / PIATTO PER MINOR SOSTEGNO / CURVATO VERSO IL BASSO PER DONNE	
PORTATA MOLLE MIN - MAX	20 - 45 KG (BIANCA) / 45 - 65 KG (GIALLA) / 65 - 80 KG (BLU) / DA 80 KG (ROSSA)	
DIAMETRO RUOTE ANT / POS	8" / 10"	
PESO TOTALE	32 KG	34 KG

LEGENDA: L = LARGHEZZA; P = PROFONDITÀ; H = ALTEZZA; ANT = ANTERIORE; POS = POSTERIORE; MAX = MASSIMO; MIN = MINIMO; MAN = MANUALE; ELE = ELETTRONICO; TOLLE-RANZE = 1,5 CM. ATTENZIONE: LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA CAMBIAMENTI TECNICI E/O ESTETICI SENZA PREAVVISO. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DEL COSTRUTTORE.

ACCESSORI

PER DEAMBULATORI MEYLAND-SMITH. MAGGIORI INFORMAZIONI SU MEDIMEC.IT

meyland-smith
mobilità assistita



RUOTINE ANTI-RIBALTAMENTO DISPONIBILE PER TUTTI GLI ARTICOLI



DISPOSITIVO ANTI-RETROMARCIA DISPONIBILE PER MEYWALK 2000



BLOCCO DIREZIONALE RUOTE ANTERIORI DISPONIBILE PER TUTTI GLI ARTICOLI



SUPPORTI PER ANCHE DISPONIBILE PER TUTTI GLI ARTICOLI




CUSCINETTO DI APOGGIO FRONTALE DISPONIBILE PER MEYWALK 2000



DIVISORIO PER GAMBE DISPONIBILE PER TUTTI GLI ARTICOLI



GUIDE ESTERNE PER PIEDI DISPONIBILE PER TUTTI GLI ARTICOLI



REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA SUI FRENI POSTERIORI DISPONIBILE PER MEYWALK 2000



SEDUTA CLASSICA DISPONIBILE PER TUTTI GLI ARTICOLI