

DORY

Dory è un seduta destinata ai bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni di età che hanno bisogno di sostegni posturali durante le attività ricreative o didattiche.

È una seduta estremamente stabile e robusta, con un'imbottitura morbida e colorata, piacevole al tatto, che può essere abbinata ad un banco ampio oppure ad un tavolino, applicabile ai braccioli, per favorire le attività del bimbo:

Dory è un vero e proprio sistema attivo progettato per incoraggiare il gioco e lo studio dei bambini con bisogni speciali.

Dory può essere completata con pelotte, fianchetti, divaricatore, pedana unica e con le ruote per facilitare gli spostamenti.



Sicuro e comodo!

La seggiolina è stata studiata per offrire al bambino tutti gli appoggi necessari che lo fanno sentire sicuro, comodo e, di conseguenza, lo stimolano a sviluppare le sue capacità: a seconda dei bisogni del bambino la seduta può essere completata con supporti di contenimento a livello del torace o del bacino, con un poggiatesta o una prolunga dello schienale che offre una superficie di appoggio maggiore.

Altri accessori permettono al bimbo di sentirsi parte attiva della classe.

Dettagli importanti

Il telaio, regolabile in altezza, è rivestito da un'imbottitura soffice ma compatta che assicura una confortevole posizione seduta anche per lunghi periodi; il rivestimento è morbido ed estremamente resistente alle sollecitazioni, come graffi o strappi, o in conseguenza di ripetute sanificazioni, ignifugo in classe 1.

Anche i braccioli sono regolabili in altezza, permettendo il giusto posizionamento: sentendosi sicuro e correttamente sorretto il bambino sarà invogliato all'attività!



Banco o tavolino?

Per facilitare le attività e l'utilizzo di Dory, alla seduta si può aggiungere un **tavolino**, rimovibile facilmente e sagomato per offrire i giusti appoggi agli arti superiori, molto stabile e applicabile direttamente sui braccioli, oppure un **banco**, sagomato e con appoggio a terra, regolabile in altezza e, a richiesta, in inclinazione. L'aggiunta di ruotine piroettanti da interno dotate di freno sulla base di Dory agevola la movimentazione e il riposizionamento della seduta.

E per la postura?

Dory può essere completata con supporti per il capo, il tronco, il bacino, un divaricatore e unità posturali per arti inferiori.

La seduta è predisposta per l'aggancio di tutti i tipi di cinture per il supporto posturale che, contenendo adeguatamente il corpo del bambino, lo fanno sentire più sicuro nello svolgere le attività con i suoi compagni.

Tutti gli accessori: componi la tua configurazione!



800012
Prolunga dello schienale,
regolabile in altezza



800017
Poggia testa, regolabile in altezza
e in senso antero-posteriore



800018
Unità posturale per il capo,
mod. Conformabile, completo di
adattatore. Regolabile in altezza,
in senso antero-posteriore, in
inclinazione, lateralmente.



800014
Coppia supporti laterali per il
tronco, regolabili singolarmente in
modo indipendente in larghezza
e altezza



870331-2
Bretelle



870341-2
Pettorina con zip



870351-2
Cintura a 45°



800013
Coppia supporti laterali per bacino
regolabili in maniera indipendente
in larghezza



800015
Divaricatore imbottito regolabile in
senso antero-posteriore, estraibile



800011
Pedana poggiapiedi con cinturini
fermapiede, regolabile in altezza e
inclinazione (flesso estensione)



873121-2
Unità posturale con poggiapiedi
separati, inclinabile, con regolazione
di altezza, divaricazione, flesso-
estensione, intra-extra rotazione.
873132-33
Poggiagambe a contenimento
laterale

800022
Poggiagambe a contenimento
laterale



800021
Tavolino con incavo, ribaltabile,
inseribile sui braccioli



800020
Banco con incavo, regolabile in
altezza, con appoggio a terra




800019
Banco con incavo, regolabile
in altezza e inclinazione, con
appoggio a terra



800016N
Kit 4 ruote piroettanti diam. 50
con freno


Scheda dimensionale

SEDUTA




| | RIFERIMENTI | Unità | MIS. 1 | MIS. 2 |
|----|--------------------------|-------|-----------|-----------|
| A | Larghezza | cm | 44 | 49 |
| B | Lunghezza | cm | 46 | 52 |
| C | Larghezza seduta | cm | 32 | 36 |
| D | Profondità seduta | cm | 28-32 | 34-38 |
| E | Altezza schienale | cm | 38 | 45 |
| H | Altezza seduta/terra | cm | 36 - 52 | 36 - 52 |
| H1 | Altezza seduta/braccioli | cm | 12 - 21 | 12 - 21 |
| | Età del bambino | Anni | 4 - 8 | 7 - 12 |
| | Altezza del bambino | cm | 104 - 126 | 121 - 150 |
| | Peso | Kg | 8 | 9,5 |
| | Portata Max | Kg | 30 | 45 |

TAVOLINO TRASPARENTE



| | RIFERIMENTI | Unità | MIS. UNICA |
|---|-------------------|-------|------------|
| A | Profondità | cm | 47 |
| B | Larghezza | cm | 55 |
| C | Profondità incavo | cm | 15 |
| D | Larghezza incavo | cm | 37,5 |

BANCO



| | RIFERIMENTI | Unità | MIS. UNICA |
|---|----------------------|-------|-------------|
| A | Larghezza | cm | 76,5 |
| B | Lunghezza | cm | 65,5 |
| H | Altezza seduta/terra | cm | 58,5 - 74,5 |
| | Peso | Kg | 12,5 |

RIFERIMENTI FABBRICANTE
Fumagalli Care&Reha srl
Dispositivo Classe I
Codice CND Y180918
Codice DPCM 2017 18.09.21.003
Repertorio dei Dispositivi Medici
1914839/R

Scegli il colore del rivestimento:

Tessuto OM20

