

Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS


Sede Legale: via T.Pelloni, 29 – 41100 Modena Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 – 41019 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: [info@aidalabs.com](mailto:info@aidalabs.com) – web: [www.aidalabs.com](http://www.aidalabs.com)



## KEYCLICKER



Keyclicker è un ausilio ideato da A.I.D.A. **per persone con disturbo nella comunicazione verbale e con difficoltà di indicazione e di attenzione** (come persone autistiche o con lievi handicap intellettivi).

**KEYCLICKER** permette di comunicare, scrivere ed utilizzare il computer digitando una **tastiera virtuale, attraverso un monitor sensibile al tocco (touch screen)**. Le tastiere virtuali sono riprese in parte da FaceMOUSE, quindi sono personalizzabili e possono essere utilizzate come **fogli di lavoro a seconda delle esigenze**.

**KEYCLICKER** include infatti oltre che una sintesi vocale, che legge ad alta voce quanto viene scritto, anche un'applicazione per costruire tastiere e fogli di lavoro personalizzati, dove possono essere inserite lettere, numeri, parole, immagini e suoni. E' possibile anche collegare tra loro più fogli di lavoro, in modo da limitare il numero totale di simboli presenti in un'unica schermata.

**Il maggior vantaggio di KEYCLICKER rispetto ad altri comunicatori risiede però nella predizione inclusa nelle tastiere che risulta più funzionale rispetto alle predizioni standard.** La cosiddetta "predizione" è un sistema che propone ciò che probabilmente si vorrà digitare a seconda di quanto è già stato scritto: in questo modo si riduce l'ampiezza dei movimenti richiesti per scrivere, quindi anche i tempi e la fatica.

**In KEYCLICKER è possibile selezionare le lettere/simboli della tastiera virtuale semplicemente premendo col dito la lettera rappresentata sullo schermo, sensibile al tocco.**


Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS

Sede Legale: via T.Pelloni, 29 – 41100 Modena Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 – 41019 Soliera (MO)


Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: [info@aidalabs.com](mailto:info@aidalabs.com) – web: [www.aidalabs.com](http://www.aidalabs.com)


Alcuni esempi delle possibili tastiere di KEYCLICKER:



Tastiera alfabetica con predizione di parola a sinistra e predizione di lettera nella riga gialla



## Numeri e punteggiatura



Esempio di tastiera simbolica con i disegni (categoria “CIBO”)

**In ogni modo le tastiere possono essere create o modificate a piacere, dal familiare, dall’insegnante o dall’amico della persona disabile, grazie ad un semplice software dato con KEYCLICKER**

Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS

Sede Legale: via T.Pelloni, 29 – 41100 Modena Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 – 41019 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: [info@aidalabs.com](mailto:info@aidalabs.com) – web: [www.aidalabs.com](http://www.aidalabs.com)

**KEYCLICKERTAB** : include il software di scrittura/comunicazione e un tablet-pc di 10 pollici, ovvero un computer portatile di ridottissime dimensioni, senza tastiera, in quanto si digita direttamente sullo schermo.



**KEYCLICKER** è quindi:

- Un potente strumento per svolgere attività didattiche (anche per la matematica) e riabilitative;
- Un comunicatore alfanumerico o simbolico per la CAA (“Comunicazione Aumentativa e Alternativa”), con sintesi vocale e riproduzione audio;
- Una avanzata tastiera virtuale che consente di scrivere al computer velocemente;
- Un accesso semplice ed immediato al computer tramite il tocco; è **possibile utilizzare tutte le applicazioni del computer, come word, excel, posta elettronica, internet, giochi, ecc...**

Potete contattare A.I.D.A. tramite:

- Internet: [www.aidalabs.com](http://www.aidalabs.com)
- Posta elettronica: [info@aidalabs.com](mailto:info@aidalabs.com)
- Cellulare: 389.0596888