

# REMY

Remy è uno stabilizzatore/deambulatore destinato a bambini da 3 a 10 anni con difficoltà di movimento, progettato per l'apprendimento del cammino prevalentemente in ambito riabilitativo, ma ideale per muoversi anche a casa o a scuola!

RIFERIMENTI	Unità	MISURA 1	MISURA 2	MISURA 3
Larghezza del telaio	cm	65	73	80
Lunghezza del telaio	cm	91	101	116
Altezza ascella min-max	cm	67-87,5	82-102	95-115
Età di bambino		da 3 a 6 <sup>1/2</sup> anni	da 5 <sup>1/2</sup> a 9 anni	da 8 a 12 anni
Peso	Kg	13	15	17
Carico massimo	Kg	35	45	55

#### Tessuto Microfibra



Scegli il colore del rivestimento:

RIFERIMENTI FABBRICANTE  
Fumagalli Care&Reha srl  
Dispositivo Classe I  
Codice CND Y037809  
Codice DPCM 2017 04.48.21.015  
Repertorio dei Dispositivi Medici  
1914835/R

## Stabile

Un telaio stabile, dotato di diversi accorgimenti per sostenere il tronco e il bacino del bimbo in modo sicuro grazie ai diversi supporti regolabili velocemente e in modo semplice, con il bimbo già in posizione. La regolazione in inclinazione per il supporto tronco, le ruote con sistema di frizionamento e possibilità di bloccarle per permettere al bambino di concentrarsi sul cammino, tutti gli accorgimenti di Remy lo rendono la scelta ideale quando si vuole stimolare il bimbo ad apprendere in tutta sicurezza e naturalezza le fasi del cammino.

## Imparare divertendosi

Remy è un ausilio speciale, colorato, ideale per l'utilizzo a casa come in ambito riabilitativo: destinato a bambini con difficoltà di movimento, consente infatti un progressivo apprendimento del cammino in modo... giocoso!

È l'ausilio che lascia la massima libertà di apprendimento al bimbo che si sente sicuro di sperimentare, provare il passo, esplorare lo spazio intorno a sé, muoversi sorretto nei punti giusti, e che può concentrarsi per imparare aiutato dall'assistente oppure in autonomia.

Le regolazioni dei supporti in altezza, larghezza ed inclinazione sono estremamente facili e veloci da realizzare, senza l'uso di attrezzi.



## Un progetto studiato

La sua speciale struttura è stata progettata per contrastare atteggiamenti che spesso si ritrovano nei bimbi con difficoltà motorie quando sono in posizione eretta con l'obiettivo del cammino: la caduta all'indietro e l'incrocio degli arti inferiori durante la deambulazione. Remy permette di ricercare il giusto appoggio anteriore per assicurare e stabilizzare, e la sella divaricatrice ostacola l'adduzione delle gambe e dei piedi durante il cammino.

## I piccoli dettagli importanti

L'accesso da carrozzina o altro ausilio è facilitato dalla struttura che permette il trasferimento in modo controllato. Tutte le parti a contatto con il corpo del bambino sono rivestite con morbide imbottiture in materiali altamente traspiranti mentre le manopole sono in gomma, per assicurare una facile e comoda presa al bambino, anche per lunghi periodi.