



Bicicletta Momo

La bicicletta terapeutica è progettata per stimolare l'equilibrio dell'utente, grazie alla rigidità regolabile delle routine laterali.

Cod. 420H305=000**

Caratteristiche

- Telaio in alluminio, ribassato per favorire l'accessibilità
- Freno anteriore a pattino con leva di blocco separata e freno a tamburo
- Tubo del manubrio regolabile in inclinazione
- Ammortizzatore di sterzo
- Routine con supporto flessibile a rigidità regolabile
- Trasmissione fissa con pedivelle e pedali standard
- Portapacchi incluso

Accessori e opzioni

- Diversi tipi di trasmissione a scelta, da quella fissa a quella con cambio a 7 marce
- Diversi manubri, selle e pedali con profili diversi
- Staffa di sostegno per montare supporti per il bacino e il tronco e cinghie
- Sandali con ortesi per la caviglia
- Motore elettrico per la guida assistita, disponibile in varie configurazioni (avvio a pedalata, a pulsante o a manopola) e velocità massime

Bicicletta Momo*	12"	16"	20"
Distanza sella pedale	30 - 41 cm	42 - 60 cm	50 - 68 cm
Distanza sella manubrio	33 cm	39 cm	45 cm
Interasse ruote	64 cm	76 cm	89 cm
Lunghezza totale	99 cm	122 cm	148 cm
Altezza punto di accesso	16 cm	18 cm	20 cm
Ingombro in larghezza	43 cm	52 cm	62 cm
Portata massima	35 kg	50 kg	65 kg
Peso	10,5 kg	13 kg	15 kg

Bicicletta Momo* +	24"	26"
Distanza sella pedale	59 - 84 cm	72 - 95 cm
Distanza sella manubrio	53 cm	58 cm
Interasse ruote	104 cm	112 cm
Lunghezza totale	168 cm	178 cm
Altezza punto di accesso	22 cm	23 cm
Ingombro in larghezza	71 cm	76 cm
Portata massima	100 kg	100 kg
Peso	18 kg	20 kg

* Il valore minimo indica quello minimo ottenibile con il tubo reggisella standard, mentre il massimo indica il valore massimo ottenibile con il tubo reggisella a T (in opzione)



Triciclo Momo3

Tre ruote per bambini, ragazzi e adulti. La sua stabilità intrinseca aiuta anche le persone che necessitano di un supporto posturale per imparare a pedalare.

Cod. 420H305=000**

Caratteristiche

- Telaio in alluminio, ribassato per favorire l'accessibilità
- Freno anteriore a pattino con leva di blocco separata e freno a tamburo
- Tubo del manubrio regolabile in inclinazione
- Ammortizzatore di sterzo
- Ruotine con supporto flessibile a rigidità regolabile
- Trasmissione fissa con pedivelle e pedali standard
- Portapacchi incluso

Accessori e opzioni

- Diversi tipi di trasmissione a scelta, da quella fissa a quella con cambio a 7 marce
- Diversi manubri, selle e pedali con profili diversi
- Staffa di sostegno per montare supporti per il bacino e il tronco e cinghie
- Sandali con ortesi per la caviglia
- Motore elettrico per la guida assistita, disponibile in varie configurazioni (avvio a pedalata, a pulsante o a manopola) e velocità massime

Triciclo Momo3	12"	16"	20"
Distanza sella pedale*	30 - 41 cm	42 - 60 cm	50 - 68 cm
Distanza sella manubrio	33 cm	39 cm	45 cm
Interasse ruote	68 cm	80 cm	91 cm
Lunghezza totale	99 cm	122 cm	148 cm
Altezza punto di accesso	16 cm	18 cm	20 cm
Ingombro in larghezza	58 cm	65 cm	69 cm
Portata massima	35 kg	50 kg	65 kg
Peso	12 kg	14,5 kg	17 kg

Triciclo Momo3	24"	26"	26" XL
Distanza sella pedale* +*	57 - 81 cm	67 - 91 cm	74 - 98 cm
Distanza sella manubrio	53 cm	58 cm	58 cm
Interasse ruote	104 cm	112 cm	112 cm
Lunghezza totale	168 cm	178 cm	178 cm
Altezza punto di accesso	22 cm	23 cm	23 cm
Ingombro in larghezza	75 cm	75 cm	75 cm
Portata massima	100 kg	120 kg	120 kg
Peso	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg

* Il valore minimo indica quello minimo ottenibile con il tubo reggisella standard, mentre il massimo indica il valore massimo ottenibile con il tubo reggisella a T (in opzione)



Follow me Momo

Il kit tandem per collegare la Momo3 del bambino alla bicicletta dei genitori. Il triciclo del bambino può essere sganciato e riagganciato in modo sicuro e veloce.

Cod. 420A305=000**

Caratteristiche

- Adatto a tutti i tricicli Momo3 con ruota libera e senza motore elettrico ausiliario
- Adatto a quasi tutte le biciclette da adulti con ruote da 26" e 28"
- Portapacchi, borse laterali e seggiolini per bambini possono continuare ad essere utilizzati
- L'aggancio e lo sgancio della Momo3 avviene in pochi secondi
- Disponibile in tre versioni a seconda della misura del Momo3

Accessori e opzioni

- Gancio aggiuntivo per portapacchi
- Disponibili diversi attuatori per poter collegare la stessa Momo3 a più biciclette

Follow me Momo3	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3
Ruote bicicletta del genitore	26" - 28"	26" - 28"	26" - 28"
Ruote Momo3	12"	16" e 20"	24" e 26"
Peso max. dell'utente	40 kg	60 kg	80 kg
Peso	5,1 kg	5,1 kg	8,7 kg