

# MOWEGO

MoweGo aumenta il benessere fisico e mentale, supporta una stazione eretta attiva, libertà di movimento e l'apprendimento del cammino.



## Deambulatore per esterno e per interno

Si presta all'uso in interno e in esterno (partecipazione sociale e promozione delle abilità intellettuali).

## Allenarsi al cammino

Attraverso la postura eretta e il supporto del tronco, il corpo, la muscolatura e l'organismo in generale si rafforzano. Il sedile con sospensioni a molla facilita l'allenamento al cammino. Il dispositivo di abbassamento facilita l'accesso all'ausilio.

## Esplorare l'ambiente

Il paziente sperimenta l'espansione delle prospettive, la percezione e fruizione dell'ambiente.



# MOWEGO

DATI TECNICI					
MOWEGO	MISURA C10	MISURA C2	MISURA J1	MISURA A1	Misura A2
LUNGHEZZA	71.5 cm	71.5 cm	86.5 cm	95.5 cm	95.5 cm
LARGHEZZA	65 cm	65 cm	69 cm	69 cm	69 cm
ALTEZZA SEDILE	20.5-41.3 cm	26.5-60.5 cm	45.5-66.5 cm	60.5-85.5 cm	76.5-110.5 cm
ALTEZZA ANELLO TORACICO	53.5-70 cm	69-84 cm	75.5-96.5 cm	94.5-120.5 cm	111.5-145 cm
CIRCONFERENZA ANELLO	70/90cm	70/90 cm	70/90/105 cm	70/90/105 cm	70/90/105 cm
RUOTE ANTERIORI	14 x 3 cm	14 x 3 cm	14 x 3 cm	20 x 5 cm	20 x 5 cm
RUOTE POSTERIORI	25 x 5 cm	25 x 5 cm	40 x 4 cm	40 x 4 cm	40 x 4 cm
PORTATA MAX	60 kg	60 kg	130 kg	130 kg	130 kg
PESO AUSILIO	17.5 kg	17.5 kg	28.5 kg	30.5 kg	32.5 kg

DATI TECNICI	
CAPACITA' DI SPINTA DELLA MOLLA (*STD)	MISURA C10 Min 10 kg / Min15 kg / *Min 20kg
CAPACITA' DI SPINTA DELLA MOLLA (*STD)	MISURA C2 Min 20 kg/*Min 40 kg/ min 60kg/ min 70kg/ Min 100kg
CAPACITA' DI SPINTA DELLA MOLLA (*STD)	MISURA J1 Min 20 kg/*Min 40 kg/ min 60kg/ min 70kg/ Min 100kg
CAPACITA' DI SPINTA DELLA MOLLA (*STD)	MISURA A1 Min 20 kg/*Min 40 kg/ min 60kg/ min 70kg/ Min 100kg
CAPACITA' DI SPINTA DELLA MOLLA (*STD)	MISURA A2 Min 20 kg/*Min 40 kg/ min 60kg/ min 70kg/ Min 100kg

