

PRESIDIO OSPEDALIERO ANTIDECUBITO UTILIZZABILE AL PROPRIO DOMICILIO

PRODOTTO DA
CARE PRODUCT AS



Perché utilizzare CAREBED:

- Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito
- Facile da utilizzare
- Facile da lavare e disinfettare
- Stabile e confortevole per il paziente
- Confortevole per l'operatore
- Adattabile al letto utilizzato
- Utilizzabile con letti articolati
- Realizzato con materiale riciclabile
- Semplice riparazione e manutenzione
- Pompa utilizzabile per più materassi
- Test clinici:
Department of Health, UK
- Test allergologici:
Hospital University MAS
Malmo, Sweden
- Test infiammabilità secondo:
NT 037/EN 597-1 e
NT 037/EN 597-2
- Mantiene la circolazione del paziente
- Un anno di garanzia
- Durata prevista oltre 2 anni



DI DEDDA S.p.A.

Via Resistenza, 3 - 20090 Assago (MI)

Tel.: ++ 39 02 488718.1 r.a. - Fax: ++ 39 02 45708448

e-mail: info@didedda.it - <http://www.didedda.it>

CE
Secondo
le norme
93/42/CEE