


EasyBelt - FlexiBelt

SystemRoMedic™



Scheda Tecnica



Max: 170 kg

EasyBelt e FlexiBelt vengono utilizzati a supporto di svariati situazioni di trasferimento. Non dovranno mai essere utilizzati per sollevamenti. La parte interna della cintura EasyBelt è rivestita in nylon, facilitando il lavaggio o la pulizia con panno e disinfettante. Il materiale morbido interno di FlexiBelt è confortevole e morbido a contatto con la pelle. Entrambi i materiali hanno una funzione di anti-scivolamento.

La linea System Romedic Handicare consiste in una serie di diversi modelli e dispositivi per il trasferimento assistito. La scelta del dispositivo dipende dalla situazione di trasferimento da eseguire e le capacità funzionali e necessità del paziente.

Materiale:

EasyBelt: Poliamide, Nylon

FlexiBelt: Poliamide, Poliestere

Lavaggio e manutenzione prodotto:

Leggere attentamente l'etichetta del prodotto individuale.

Non utilizzare ammorbidenti. Per assicurarsi una lunga durata appendere ad asciugare o asciugare in tamburo a bassa temperatura.




Art. N.	Modello	Misura (cm)	Punto vita (cm)	Manici	Materiale interno
RO6012	Easy Belt XS	75 x 12	45 – 70	5	Nylon
RO6013	Easy Belt S	105 x 12	60 – 100	7	Nylon
RO6014	Easy Belt M	120 x 12	70 – 120	9	Nylon
RO6015	Easy Belt L	135 x 12	100 – 160	22	Nylon
RO6002	Easy Belt Hug, XS	75 x 12	45 – 70	3 + 2 riposizionabili	Nylon
RO6003	Easy Belt Hug, S	105 x 12	60 - 100	4 + 3 riposizionabili	Nylon
RO6004	Easy Belt Hug, M	120 x 12	70 – 120	5 + 4 riposizionabili	Nylon
RO6005	Easy Belt Hug, L	135 x 12	100 – 160	6 + 5 riposizionabili	Nylon
RO6006	Easy Belt Hug, XL	150 x 12	115 – 175	7 + 6 riposizionabili	Nylon
RO6023	FlexiBelt S	105 x 12	60 – 100	7	Poliestere
RO6024	FlexiBelt M	120 x 12	70 – 120	9	Poliestere
RO6025	FlexiBelt L	135 x 12	100 – 160	11	Poliestere
RO6026	FlexiBelt XL	150 x 12	115 – 175	13	Poliestere
RO6072	Flexi Belt Hug, XS	75 x 12	45 – 70	3 + 2 riposizionabili	Poliestere
RO6073	Flexi Belt Hug, S	105 x 12	60 – 100	4 + 3 riposizionabili	Poliestere
RO6074	Flexi Belt Hug, M	120 x 12	70 – 120	5 + 4 riposizionabili	Poliestere
RO6075	Flexi Belt Hug, L	135 x 12	100 – 160	6 + 5 riposizionabili	Poliestere
RO6076	Flexi Belt Hug, XL	150 x 12	115 - 175	7 + 6 riposizionabili	Poliestere

Accessori:

Support Straps – Art. N. RO6061

Possono essere utilizzati a supporto inguinale in combinazione con EasyBelt/FlexiBelt.



Distribuzione, Formazione in esclusiva per l'Italia



Sago Medica S.r.l.

Via Zallone 25, 40066 Pieve di Cento (BO)

Tel: 051 686 0811

Fax: 051 686 1246

info@sagomedica.it

www.sagomedica.it

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200 Internet: www.handicare.com

SE-175 27 Järfälla Fax:+46 (0)8-557 62 299 E-mail: info@handicare.se

SWEDEN

