

CASO DI STUDIO - APRILE 2020

VALUTAZIONE AUSILI: NUCLEO SIVA GCA SMN + SIVALAB

Emergenza COVID-19: il SIVALab sperimenta metodi di supporto ai SIVA nella messa in atto di modalità di lavoro che limitino i contatti diretti e ravvicinati.

Un esempio di supporto da remoto: intervento tecnico su tablet in dotazione al reparto di gravi cerebro lesioni acquisite.

Tramite il programma di videochiamata **SKYPE**, si effettua una videochiamata fra operatori SIVALab e SIVA: il terapeuta può mostrare il paziente, eventuali difficoltà di accesso alla tecnologia, fornire indicazioni sugli obiettivi individuati per il paziente*; condivide le informazioni e indicazioni del caso si discute delle possibili soluzioni tecnologiche e per l'accesso utili allo svolgimento delle attività di interesse.

E' possibile per il SIVALab effettuare un intervento tecnico da remoto su tablet e pc in dotazione per la personalizzare di contenuti software e modalità d'accesso: tramite il software **TEAM Viewer**, installato sia sul pc dell'operatore SIVALab che su PC/tablet del reparto, l'operatore SIVALab, può prendere il controllo della macchina e predisporre i software come da indicazioni del terapeuta.

Nel caso in oggetto, per stimolare un paziente GCA alla comunicazione e alla ripresa di semplici attività in autonomia è stata effettuato in intervento di creazione di pulsanti in una schermata del software **SMARTBOX - THE GRID 3**. Tale metodologia si presta ad essere implementata presso ogni SIVA di Fondazione Don Gnocchi che abbia una dotazione di ausili informatici, unico prerequisito fondamentale è la presenza di una buona connessione internet wireless.

**La modalità con cui vengono stabiliti gli obiettivi e di conseguenza selezionati e personalizzati i software e i sistemi di accesso (scelta del software, individuazione modalità di accesso, tipologia di contenuti, numero di stimoli per schermata, aspetto, dimensione ecc.) vengono stabilite in equipe clinica multidisciplinare, dopo aver raccolto informazioni sulle attività preferite dell'utente. L'interfaccia con il SIVALab è soprattutto il terapeuta SIVA, che fornisce le indicazioni su come il sistema ausilio debba essere personalizzato, i feedback dopo averlo proposto all'utente e le indicazioni su come può essere modificato quando le condizioni o le preferenze dell'utente dovessero modificarsi.*

