

# Bimbo posizionamenti

## Cat 2 Dual



Il **Cat 2 Dual** è uno stabilizzatore che può essere utilizzato in **posizione prona** o **supina**.

Poter dare al bambino la possibilità di mantenere in completa sicurezza la posizione verticale, è molto utile nello sviluppo. Tutti i sistemi di contenimento e le cinture danno al bambino un'estrema sicurezza così da poter meglio sfruttare le capacità durante le attività quotidiane come mangiare, il divertimento con gli altri bambini o durante l'apprendimento in posizione verticale.

Il telaio in materiale "caldo" (legno), la bella grafica con l'immagine del gatto dipinta a mano, e i colori vivaci delle imbottiture aiutano il bambino a percepire il **Cat 2 Dual** come un gioco invece che un ausilio riabilitativo, migliorandone l'interazione. I materiali sono ecologici, i colori non contengono formaldeide e le lacche sono a base di acqua.





Tramite l'attivazione a pedale del pistone sarà molto semplice trovare i gradi d'inclinazione desiderati.

La **grande facilità di utilizzo** del supporto per le ginocchia permette un comodo posizionamento del bimbo sull'ausilio.

# Bimbo posizionamenti

## Cat 2 Dual

Il telaio è dotato di quattro ruote con freno. Le **numerose regolazioni** permettono una personalizzazione adeguata dei componenti dell'ausilio. È possibile regolare l'**altezza della pedana** per ottenere la lunghezza del Cat 2 Dual desiderata. Sono poi disponibili le regolazioni indipendenti dei **supporti lombari**, dei **supporti ginocchia**, dei **poggiapiedi** (in intra extra rotazione, dorsi flessione, prono supinazione). Il **poggiatesta** (utilizzato per la posizione supina) è regolabile in altezza, profondità, angolazione e grado di contenzione. Il **tavolo** è regolabile in inclinazione.



Riconducibile (a discrezione del medico specialista) ai codici: 03.48.21.066 (stabilizzatore per statica in postura supina), 03.48.21.106 (tavolo da lavoro), 03.48.21.112 x 2 (regolazione intra extra rotazione del piede), 03.48.21.109 x 2 (regolazione della prono supinazione del piede), 03.48.21.115 x 2 (regolazione della flessione estensione del piede), 03.48.21.121 (quattro ruote piroettanti), 03.48.21.118 x 2 (sostegno o presa tronco), 03.48.21.124 (regolazione servoassistita da pistone oleodinamico).

Codice articolo	Descrizione
CAT 2 DUAL	Stabilizzatore prono e supino Cat 2 Dual

A	C	I	O	P	K supino	K prono	N supino	N prono	↑	↔	↗	📦	🏠 <sub>max</sub>
15 - 28 cm	15 - 28 cm	14 - 55 cm	16 - 30 cm	15 - 23 cm	49 - 97 cm	54 - 97 cm	75 - 135 cm	95 - 135 cm	100 cm	60 cm	81 cm	24 kg	45 kg

## Accessori disponibili

### Tavolo per terapia



Codice articolo	Descrizione
TAVOLO TER CAT	Tavolo da terapia in legno per stabilizzatore Cat 2 Dual

### Fascetta per il capo



Codice articolo	Descrizione
FASCETTA C2	Fascetta imbottita per capo stabilizzatore Cat 2 Dual