



VELA Miniwalk misura 2



VELA Miniwalk misura 1

VELA Miniwalk è un deambulatore per bambini con disabilità motorie. È disponibile in due taglie per bambini di età compresa tra 1 e 7 anni.

Il Miniwalk è progettato per incoraggiare il movimento favorendo lo sviluppo del modello di andatura del bambino. Fornisce un sostegno ottimale in tutte le fasi della deambulazione consentendo al bambino di muoversi e giocare in autonomia.

Quanto prima il bambino viene stimolato a camminare ed esplorare, tanto maggiore è la possibilità di raggiungere uno schema di andatura.

Il seggiolino ed il supporto per il tronco del Miniwalk consentono al bambino di muoversi in sicurezza e autonomia, sviluppando forza e stabilità posturale. Inoltre il Miniwalk è dotato di molle di sospensione, che consentono al deambulatore di seguire i movimenti del bambino stimolando i muscoli e aiutandolo a sviluppare uno schema di cammino.

Il Miniwalk è dotato di seggiolino e di supporto per il tronco, entrambi regolabili in altezza, che consentono al deambulatore di "crescere" con il bambino. Queste impostazioni possono essere eseguite facilmente senza l'uso di strumenti.

Il Miniwalk è facile da spostare, così il bambino può giocare e muoversi senza sforzo senza usare le mani per sostenere il peso. Per dare ulteriore supporto la barra manuale integrata e regolabile è posizionata per aiutare il bambino a bilanciarsi e ad acquisire il controllo del corpo.

#### BENEFICI

- :: Il bambino può stare in piedi/camminare nonostante una mancante o ridotta capacità di stare in posizione eretta
- :: Il Miniwalk oscilla su e giù ad ogni passo per stimolare un modello di cammino naturale
- :: La regolazione indipendente in altezza del supporto per il tronco e del seggiolino consentono al deambulatore di crescere con il bambino
- :: Accesso all'ausilio facile e sicuro
- :: Semplice e facile da regolare

## STANDARD CONFIGURATION

	VELA Miniwalk misura 1	VELA Miniwalk misura 2	
MEASUREMENTS AND WEIGHT	Lunghezza	74 cm	74 cm
	Larghezza esterna	59 cm	59 cm
	Larghezza interna	42 cm	42 cm
	Larghezza seggiolino:		
	Anteriore	7 cm	7 cm
	Centrale	5 cm	5 cm
	Posteriore	11 cm	11 cm
	Lunghezza seggiolino	25 cm	25 cm
	Altezza seggiolino*	27-48 cm	27-63 cm
	Altezza anello toracico*	60-72 cm	76-92 cm
	Misure anello toracico (in base alla circ. toracica dell'utente)	70 o 90 cm	70 o 90 cm
	Peso (senza accessori)	14 kg	14 kg
	Peso massimo utente	40 kg	40 kg
	Colori delle molle (da scegliere in base al peso dell'utente)	Min 10 kg (verdi) Min. 15 kg. (argento) Min. 20 kg (nere)	Min 10 kg (verdi) Min. 15 kg. (argento) Min. 20 kg (nere)
Colore del deambulatore	Turchese	Turchese	
Telaio	Acciaio	Acciaio	

\* L'altezza è misurata con una parziale compressione delle molle.

Tutti i deambulatori VELA Miniwalk sono marcati CE e conformi alle norme vigenti.

Il deambulatore è adatto per l'utilizzo su superfici orizzontali, stabili e piane in condizioni controllate.

Il deambulatore viene fornito con parti imbottite in pelle artificiale e schiuma di poliuretano che sono durevoli e facili da pulire e disinfettare.

### ACCESSORI E SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Tutti i deambulatori VELA Miniwalk sono versatili e personalizzabili sulle esigenze specifiche del bambino grazie ad un'ampia gamma di accessori, ad esempio supporti per anche e tronco per ottimizzare la postura del corpo. Puoi trovare un elenco completo degli accessori con codici articolo, immagini e descrizioni su [medimec.it](http://medimec.it)

Distributore:



### AMBIENTE DI LAVORO

Il Miniwalk è versatile e si regola facilmente senza attrezzi; è particolarmente utile in ambiti sanitari in cui più bambini possono condividere il deambulatore.

### USO PREVISTO

Ausilio per bambini che li aiuta ad stare in piedi e muoversi, nonostante abbiano una funzione deambulatoria ridotta o assente.