



NOVITÀ
2024

Tutore ELEVATE 360°® per piede cadente



Tutore per la correzione degli esiti da lesioni centrali o periferiche: discreto, efficace e completamente personalizzabile grazie alla chiusura in velcro, al fermo magnetico supportato da fascetta in fibbia regolabile. L'ausilio soddisfa tutte le esigenze dell'utilizzatore, garantendo comfort e durabilità, risultando poco appariscente e versatile.

Il tutore ELEVATE 360°® agevola il passo e migliora il profilo della camminata dell'utente nel caso in cui soffra di piede cadente da lesione periferica e centrale

Grazie al Boa® Fit System, l'utente può montare e smontare il tutore in modo semplice. Una volta applicato sarà possibile sollevare il piede al livello desiderato, modificare l'altezza e micro-aggiustamenti per una vestibilità più precisa e personalizzata. ELEVATE 360°® consente all'utente di compensare l'inversione e l'eversione del piede.

Disponibile anche nella versione pediatrica.

Vantaggi del TUTORE ELEVATE 360°®

✓ semplice, ma confortevole

- ✓ resistente: in grado di sopportare pesi che superano di gran lunga qualsiasi pressione o trazione che può essere applicata al tutore;
- ✓ versatile e compatibile: può essere indossato comodamente con la maggior parte delle tipologie di scarpe maschili o femminili, anche su sandali e ciabatte.



ANTI-ATROFIA



PERSONALIZZATO



DISCRETO



COMFORTEVOLE



APPLICAZIONE SEMPLICE



DUREVOLE

Lunghezza adattabile

Chiusura in nylon

Fori traspiranti



Tecnologia BOA

Profilo comfort fit

Lacci HDPE

Ganci in acciaio Inox

Caratteristiche del tutore ELEVATE 360°®:

- corda anelastica robusta;
- attacchi a occhielli che si legano direttamente alla scarpa;
- chiusura magnetica;
- taglia unica;
- lato ambidestro;
- versione per bambino.

TUTORE 360° VERSIONE ADULTO

- ↗ 400 mm
- ↕ min/max 80-105 mm
- ↓ spessore 4 mm
- ⌚ min/max 70-110 mm

TUTORE 360° VERSIONE PEDIATRICA

- ↗ 280 mm
- ↕ min/max 60-90 mm
- ↓ spessore 2mm
- ⌚ min/max 40-80 mm

Riconducibile per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO:

06.12.06.039	Tutore gamba piede dinamico
06.12.18.199	Articolazione a molla

*a discrezione del medico specialista

CND TUTORI ELEVATE: Y06120602 - Ortesi per caviglia e piede a ritorno di energia Ausili iscritti al Repertorio Nazionale dei Dispositivi medici RDM TUTORE ELEVATE 360° n. 2439164 RDM TUTORE ELEVATE 360° versione pediatrica n. 2439168

Codice articolo	Descrizione
TUT ELEV	Tutore ELEVATE 360°®

Codice articolo	Descrizione
TUT ELEV BIM	Tutore ELEVATE 360°® - versione pediatrica

RICAMBI per tutori ELEVATE 360°

Codice articolo	Descrizione
TUTKITNER	Kit di ricambio anelli fissaggio NERO
TUTKITGRI	Kit di ricambio anelli fissaggio GRIGIO
TUTKITBOA	Kit di ricambio laccetto BOA

Contenuto della confezione ELEVATE 360°® da ADULTO



TUTORE

SET DI OCCHIELLI E GANCETTI IN NERO E COLOR METALLO



LACCETTO DI RICAMBIO PER IL SISTEMA BOA

